

# BARRIER® EasyWarm®

Couverture pour patient auto-chauffante  
active à usage unique



La couverture pour patient BARRIER® EasyWarm® chauffe entièrement en l'espace de 30 minutes et maintient sa température jusqu'à 10 heures.

- Aide à prévenir toute hypothermie durant l'ensemble de la phase peropératoire.
- La couverture chauffe dès son retrait de l'emballage.
- Utilisable sans accessoire.

## Remarques relatives à l'utilisation



**1.** Ouvrir l'emballage au niveau de l'encoche du coin supérieur gauche. Retirer la couverture pour patient BARRIER® EasyWarm® de son emballage.



**2.** Ouvrir et déplier totalement la couverture pour patient BARRIER EasyWarm et veiller à ne pas doubler la couverture. La couverture chauffe à l'air entièrement en l'espace de 30 minutes et maintient sa température jusqu'à 10 heures.



**3.** Poser la couverture pour patient BARRIER EasyWarm en veillant à orienter les coussinets chauffants vers le haut. Éviter tout poids supplémentaire sur la couverture.



**4.** Pendant et après l'intervention ainsi que dans le cadre d'interventions sur les mains/bras et la tête, poser la couverture pour patient BARRIER EasyWarm sur l'ensemble du corps.



**5.** Dans le cadre d'interventions dans la région abdominale inférieure et au niveau des membres inférieurs, poser la couverture pour patient BARRIER EasyWarm sur les membres supérieurs et la cage thoracique. L'ouverture de la couverture se trouve alors à hauteur de la tête.



**6.** Dans le cadre d'interventions au-dessus de la région génitale, poser la couverture pour patient BARRIER EasyWarm sur le bas du corps.

## Mode d'emploi

- Utilisation uniquement sous le contrôle d'un médecin ou d'un infirmier ou d'une infirmière.
- Poser la couverture avec les coussinets chauffants vers le haut. Le bon côté est marqué de la mention «THIS SIDE UP».
- Ne pas doubler la couverture.
- Éviter tout poids ou pression supplémentaire sur la couverture, par ex. par le biais d'instruments médicaux. Ne pas poser les mains, les bras ni les membres du patient anesthésié sur la couverture.
- Vérifier à intervalles réguliers l'absence d'éventuelles réactions cutanées selon les routines hospitalières.
- A utiliser auprès d'individus dès 18 ans.

## Mises en garde/Contre-indications

- Ne convient pas aux patients souffrant d'une grave altération de la circulation périphérique (aussi de la peau).
- Ne pas utiliser la couverture dans un environnement riche en oxygène, c'est-à-dire que la couverture ne saurait être utilisée en médecine hyperbare et que les coussinets chauffants ne sauraient entrer en contact avec le flux d'air dégagé par des dispositifs ou généré dans le cadre de thérapies par oxygénation.
- Les coussinets chauffants sont magnétiques et opaques. Retirer la couverture avant tout examen par IRM ou radiographie.
- La chaleur générée par la couverture peut se traduire par une administration accrue de médicament lorsque le patient porte un système de médication transdermique (patch).

## Couverture pour patient auto-chauffante active BARRIER® EasyWarm®

| Réf.   | Produit   | Matériau  | Présentation  | TRP       |
|--------|---|---|---|-----------|
| 629900 | 12 coussinets chauffants activés par l'air (13 cm x 10 cm) pouvant être insérés dans les poches à la surface. La taille de la couverture est de 152 cm x 92 cm. | Différentes couches de SMS (polypropylène). Les différentes couches ainsi que les poches sont cousues entre elles à l'aide d'un fil polyester/coton. Les coussinets chauffants se composent de sachets étanches à l'air qui contiennent du charbon actif, de l'argile, du sel, de l'eau et de la poudre de fer. | Conditionnés sous vide dans un sachet polymère étanche à l'air. Les sachets sont rangés dans un carton de transport avec film à coussins d'air. | 10 unités |

Pour en savoir plus sur [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, ALLEMAGNE Téléphone +49 211 920 880  
Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Vienne, AUTRICHE Téléphone +43 1 278 85 42  
Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SUISSE Téléphone +41 44 744 54 00

Les marques Mölnlycke, BARRIER et EasyWarm de même que les noms commerciaux et les logos correspondants sont des marques déposées à l'échelle mondiale d'un ou de plusieurs membres du groupe de sociétés Mölnlycke Health Care. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. DEIM003050

**Mölnlycke®**