

BARRIER® EasyWarm®

Egyszer használatos, aktív önmelegítő takaró



A BARRIER® EasyWarm® önmelegítő takaró 30 percen belül eléri a felhasználási hőmérsékletet, melyet akár 10 órán keresztül is megtart.

- Használata a műtét előtt, alatt és után segít megelőzni a hipotermiát.
- A felállításhoz és a használat során további felszerelés nem szükséges
- A takaró a csomagolásból való kivétel követően azonnal kezd melegíteni

Használati útmutató



1. Nyissa ki a csomagolást a bal felső sarokban található perforációnál. Vegye ki a BARRIER® EasyWarm® önmelegítő takarót a külső védőcsomagolásból, hogy a levegővel érintkezzen.



2. Hajtogassa ki teljesen a BARRIER® EasyWarm® önmelegítő takarót úgy, hogy ne legyenek átfedések. Amikor a takaró a levegővel érintkezik, 30 percen belül eléri a felhasználási hőmérsékletet, melyet akár 10 órán keresztül is képes megtartani.



3. Helyezze a BARRIER® EasyWarm® önmelegítő takarót a melegítő párnákkal felfelé úgy, hogy a takaró fehér oldala a beteg felé nézzen. A takaró tetejére semmilyen nehezéket ne tegyen.



4. Helyezze a BARRIER® EasyWarm® önmelegítő takarót a beteg teljes testfelületére a pre- és posztoperatív szakaszban, továbbá a felső végtagon vagy a fejen végzett beavatkozások alatt.



5. Az alsó hasi szakaszon és az alsó végtagokon végzett műtétek esetén helyezze a BARRIER® EasyWarm® önmelegítő takarót a test felső részére, a mellkasra és a karokra.



6. A genitália feletti területet érintő beavatkozások esetén helyezze a BARRIER® EasyWarm® önmelegítő takarót a test alsó részére.

Használati útmutató

- Egészségügyi személyzet felügyelete mellett használható.
- Helyezze a takarót a betegre úgy, hogy a melegítő párnák felfelé nézzenek. A megfelelő oldalt a "THIS SIDE UP" felírat jelzi a takarón.
- Ne hajtsa össze a takarót!
- A takaró tetejére nem szabad plusz súlyt vagy nyomást helyezni, beleértve az orvosi műszereket is. Az altatott beteg alsó és felső végtagjait nem szabad a takaró tetejére helyezni.
- A beteg bőrét folyamatos megfigyelés alatt kell tartani a bőrrirítációk elkerülése érdekében.
- A takarót csak 18 éves kortól, felnőtt betegeknél lehet alkalmazni.

Óvintézkedések és ellenjavallatok

- Ne alkalmazza olyan betegeken, akiknél súlyos perifériás károsodás áll fenn (beleértve a bőr károsodásait is).
- A takaró nem alkalmazható oxigéndús környezetben, azaz a takaró nem alkalmazható hiperbár gyógyászatban és a melegítő párnák nem kerülhetnek kapcsolatba oxigénterápia során alkalmazott eszközökkel.
- A melegítőpárnák mágnesesek és nem áttetszőek. A takarót el kell távolítani az MRI- vagy röntgenkészülékkel történő felvételek készítése előtt.
- A takaró által termelt hő fokozott gyógyszerfelszívódást eredményezhet a bőrön keresztül (tapaszok).

BARRIER® EasyWarm® aktív önmelegítő takaró

Cikkszám	Termék	Anyag	Csomagolás	TRP
629900	A felső réteg zsebeiben 12 levegő által aktiválható melegítő párná (13cm x 10cm). A takaró mérete: 152 x 92cm.	Többszörös SMS (polipropilén) réteg. A rétegek és a zsebek poliészter/pamut cérnával vannak összevarrva. A melegítő párnák légáteresztő tasakok, amelyek aktív szenet, agyagot, vizet, sót és vasport tartalmaznak.	Vákuum-csomagolású polimer tasakok. A polimer tasakokat légbuborékos külső csomagolás védi a kartondobozban.	10 db/karton

További információ: www.molnlycke.hu

Molnlycke Health Care Kft. 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. Tel.: 06 1 477 3080.
A Molnlycke BARRIER and EasyWarm védjegyek, nevek és logók a Molnlycke Health Care vállalatcsoport egy vagy több tagjához vannak bejegyezve világszerte. ©2022 Molnlycke Health Care AB. Minden jog fenntartva. HQIM003050

