

BARRIER® EasyWarm®+

Egyszer használatos, aktív önmelegítő takaró



A BARRIER® EasyWarm®+ önmelegítő takaró 30 percen belül eléri a felhasználási hőmérsékletet, melyet akár 10 órán keresztül is megtart.

- Használata a műtét előtt, alatt és után segít megelőzni a hipotermiát.
- A takaró felső és alsó része a tépőzár segítségével könnyen levehető és újra felcsatolható a különböző műtéti betegfektetési pozíciókhoz igazodva.
- A takaró a csomagolásból való kivétel követően azonnal elkezd melegíteni
- A felállításhoz és a használat során további felszerelés nem szükséges

Használati útmutató



1. Nyissa ki a csomagolást a bal felső sarokban található perforációnál. Vegye ki a BARRIER® EasyWarm®+ önmelegítő takarót a külső védőcsomagolásból, hogy a levegővel érintkezzen.



2. Hajtogassa ki teljesen a BARRIER® EasyWarm®+ önmelegítő takarót úgy, hogy ne legyenek átfedések. Amikor a takaró a levegővel érintkezik, 30 percen belül eléri a felhasználási hőmérsékletet, melyet akár 10 órán keresztül is képes megtartani.



3. Helyezze a BARRIER® EasyWarm®+ önmelegítő takarót a melegítő párnákkal felfelé úgy, hogy a takaró fehér oldala a beteg felé nézzen. A takaró tetejére semmilyen nehezéket ne tegyen.



4. Helyezze a takarót a beteg teljes testfelületére a pre- és posztoperatív szakaszban, továbbá a felső végtagon vagy a fején végzett beavatkozások alatt.



5. Az alsó hasi szakaszon és az alsó végtagokon végzett műtétek esetén szedje szét a BARRIER® EasyWarm®+ önmelegítő takarót a tépőzár mentén és helyezze fel a felső részét a mellkasra és a karokra.



6. A genitália feletti területet érintő beavatkozások esetén szedje szét a BARRIER® EasyWarm®+ önmelegítő takarót a tépőzár mentén és helyezze fel az alsó részét a lábakra és a csípőre.



7. Hasi beavatkozások esetén szedje szét a BARRIER® EasyWarm®+ önmelegítő takarót a tépőzár mentén és helyezze a felső részét a karokra és a mellkasra, az alsó részét pedig a lábakra és a csípőre.



8. A takaró felső és alsó része könnyen elválasztható és újra felhelyezhető a tépőzár segítségével. Az alsó rész további két részre vágható a jelzővonalak között. Ezzel lehetőség van a takaró használatára különböző fektetési pozíciók esetén is.

Használati útmutató

- Egészségügyi személyzet felügyelete mellett használható.
- Helyezze a takarót a betegre úgy, hogy a melegítő párnák felfelé nézzenek, és a takaró fehér oldala a beteg felé nézzen. A megfelelő oldalt a "THIS SIDE UP" felirat jelzi a takarón.
- Ne hajtsa össze a takarót!
- A takaró tetejére nem szabad plusz súlyt vagy nyomást helyezni, beleértve az orvosi műszereket is. Az altatott beteg alsó és felső végtagjait nem szabad a takaró tetejére helyezni.
- A beteg bőrét folyamatos megfigyelés alatt kell tartani a bőrrirítási elkerülése érdekében.
- A takarót csak 18 éves kortól, felnőtt betegeknél lehet alkalmazni.

Óvintézkedések és ellenjavallatok

- Ne alkalmazza olyan betegeken, akiknél súlyos perifériás károsodás áll fenn (beleértve a bőr károsodásait is).
- A takaró nem alkalmazható oxigéndús környezetben, azaz a takaró nem alkalmazható hiperbár gyógyászatban és a melegítő párnák nem kerülhetnek kapcsolatba oxigénterápia során alkalmazott eszközökkel.
- A melegítőpárnák mágnesesek és nem áttetszőek. A takarót el kell távolítani az MRI- vagy röntgenkészülékkel történő felvételek készítése előtt.
- A takaró által termelt hő fokozott gyógyszerfelszívódást eredményezhet a bőrön keresztül [tapaszok].

BARRIER® EasyWarm®+ aktív önmelegítő takaró

Cikkszám	Termék	Anyag	Csomagolás	TRP
629910	A felső réteg zsebeiben 12 levegő által aktiválható melegítő párná (13cm x 10cm). A takaró mérete: 110/150 x 200cm.	Többszörös SMS (polipropilén) réteg. A rétegek és a zsebek poliészter/pamut cérnával vannak összevarrva. A melegítő párnák légáteresztő tasakok, amelyek aktív szén, agyagot, vizet, sót és vasport tartalmaznak.	Vákuum-csomagolású polimer tasakok. A polimer tasakokat légbuborékos külső csomagolás védi a kartondobozban.	7 db/karton

Betegfektetési pozíciók

A BARRIER® EasyWarm®+ takarót úgy tervezték, hogy többféle műtéti beavatkozás során is jól használható legyen. Javaslataink a takaró használatára a leggyakoribb betegfektetési pozíciók esetén:



Hasi műtét



Laparoszkópos műtét



Térdműtét



Vállműtét



Vállműtét



Gerincműtét



Urológiai/Nőgyógyászati műtét



Urológiai/Nőgyógyászati műtét



Urológiai/Nőgyógyászati műtét



Csípőműtét



Csípőműtét



ENT műtét

További információ: www.molnlycke.hu

Mölnlycke Health Care Kft. 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. Tel.: 06 1 477 3080.
A Mölnlycke BARRIER and EasyWarm védjegyek, nevek és logók a Mölnlycke Health Care vállalatcsoport
egy vagy több tagjához vannak bejegyezve világszerte. ©2022 Mölnlycke Health Care AB. Minden jog fenntartva. HQIM003051

