

BARRIER® OP-Mantel Primary Plus

Für Rundum-Schutz und Komfort



Schulterfalten für
mehr Bewegungsfreiheit
im Oberkörper



Die nach vorne versetzten
Ärmel erleichtern die
natürliche Arbeitshaltung
und erhöhen den
Tragekomfort


- Erweiterter Schulterbereich für mehr Bewegungsfreiheit
- Klettverschluss sicher am Vliesstoffmaterial befestigt
- Erfüllt EN 13795-1:2019
- Erfüllt AAMI 2 (SP)
- Erfüllt AAMI 3 (HP)

Standard (SP)	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Breite	IV/VSK*
	580100	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	L	119 cm	150 cm	20/40
	580101	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	L-L	134 cm	150 cm	18/36
	580102	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XL	129 cm	170 cm	18/36
	580103	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XL-L	144 cm	170 cm	16/32
	580104	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XXL-L	145 cm	184 cm	16/32
	580105	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XXL-XL	157 cm	184 cm	16/32
	580200	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L	119 cm	150 cm	20/40
	580201	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L-L	134 cm	150 cm	18/36
	580202	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL	129 cm	170 cm	18/36
	580203	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL-L	144 cm	170 cm	16/32
	580204	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XXL-L	145 cm	184 cm	16/32
	580205	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XXL-XL	157 cm	184 cm	16/32


SP = Standard Performance

Verstärkt (HP)	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Breite	IV/VSK*
	590100	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	L	119 cm	150 cm	18/36
	590101	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	L-L	134 cm	150 cm	16/32
	590102	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XL	129 cm	170 cm	16/32
	590103	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XL-L	144 cm	170 cm	14/28
	590104	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XXL-L	145 cm	184 cm	14/28
	590105	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XXL-XL	157 cm	184 cm	14/28
	590200	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L	119 cm	150 cm	18/36
	590201	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L-L	134 cm	150 cm	16/32
	590202	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL	129 cm	170 cm	16/32
	590203	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL-L	144 cm	170 cm	14/28
	590204	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XXL-L	145 cm	184 cm	14/28
	590205	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XXL-XL	157 cm	184 cm	14/28

HP = High Performance



- Undurchlässige Ärmelverstärkung zur Minimierung des Durchtrittsrisikos
- Angenehmes Material
- Undurchlässige Frontverstärkung zur Minimierung des Durchtrittsrisikos
- Atmungsaktive Frontverstärkung



Produktklassifizierung

Unverstärkte (SP) Mäntel: Europäische Norm EN 13795 Normleistung und ANSI/AAMI PB70 Stufe 2.
Verstärkte (HP) Mäntel: Europäische Norm EN 13795 High Performance und ANSI/AAMI PB70 Stufe 3

Verpackung

Drei Verpackungsstufen: Sterilitätsbarriere, Dispenserbox und Transportkarton, tragen dazu bei, das Risiko einer Kontamination und Beschädigung während Transport und Lagerung zu verringern.

*IV: Innenverpackung, VSK: Versandkarton

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Deutschland. Telefon: +49 211 920 880. www.molnlycke.de
Die Marken, Namen und Logos von Mölnlycke, Barrier und Biogel sind weltweit für eine oder mehrere Unternehmensgruppen von Mölnlycke Health Care registriert. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEIM001828
Gesetzlicher Hersteller: Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co., Ltd.
Importiert und vertrieben von: Mölnlycke Health Care AB
Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien/>



Mölnlycke®