



# BARRIER® OP-Mäntel

Für eine optimale Kombination aus Schutz und Komfort

# Die Wahl des richtigen OP-Mantels ergibt sich aus der Kombination von Schutz und Komfort

OP-Mäntel wurden zum Schutz von Patienten und Personal vor Kreuz-Kontamination entwickelt. Daher ist die Schutzfunktion bei der Auswahl eines geeigneten OP-Mantels unerlässlich. Ein unbequemer OP-Mantel kann den Erfolg eines kompletten Eingriffs gefährden.

Ein Material, das atmungsaktiv und flexibel ist, ermöglicht dem Personal, konzentriert zu arbeiten. Ergonomische Elemente verbessern den Sitz des OP-Mantels und bieten höhere Bewegungsfreiheit.



Unsere sterilen, eingriffsspezifischen Produkte sind für einen schnellen, einfachen und aseptischen Einsatz gefaltet.

Mölnlycke Health Care hat mehrere ergonomische Elemente in einigen\* seiner BARRIER® OP-Mäntel vereint, wie beispielsweise:

ERGONOMISCH



Schulterfalten für mehr Bewegungsfreiheit im Oberkörper



Die Bündchen sind mit Biogel® Handschuhen kompatibel und verhindern ein Abrutschen der Handschuhe




Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit

\* Primary Plus, Ultimate, FPP und Classic

## Wählen Sie den richtigen OP-Mantel für den richtigen Eingriff

Unser Sortiment wurde entwickelt, um die optimale Kombination aus Schutz und Komfort für verschiedene OPs anbieten zu können – von kurzen Eingriffen mit geringem Flüssigkeitsaufkommen bis hin zu langen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen. Die Primary Reihe entspricht der EN 13795. Alle anderen BARRIER OP-Mäntel entsprechen sowohl der EN 13795 als auch der AAMI 1, 2 oder 3. Die Wahl des Mantels hängt ab vom jeweiligen Eingriff und den spezifischen Anforderungen in der klinischen Kontrolle.<sup>1,2</sup>



### WASSER-SCHUTZANFORDERUNGEN

- Flüssigkeitsmenge
- Eingriffsdauer

### HEART-KOMFORTANFORDERUNGEN

- Atmungsaktivität
- Design und Passform
- Breites Größenangebot


# BARRIER® OP-Mantel Ultimate

Für ultimativen Schutz und Komfort

- Material ermöglicht hohen Tragekomfort
- Maximale Atmungsaktivität
- Stark flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für erhöhten Schutz
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten unverstärkt (SP) und verstärkt (HP)<sup>1</sup>



ERGONOMISCH



SCHUTZ


KOMFORT



# BARRIER® OP-Mantel Classic

Für hohen Tragekomfort

- Material ermöglicht hohen Tragekomfort
- Flüssigkeitsabweisendes Spunlace Material für Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten unverstärkt (SP) und verstärkt (HP)<sup>1</sup>




ERGONOMISCH



# BARRIER® OP-Mantel FPP\*

Bietet Schutz vor Flüssigkeiten

- Leichtes, atmungsaktives Material für gute Wärmeregulierung
- Mikroporen beugen der Schweißbildung vor, während die Polyethylenfolie Flüssigkeitspenetration verhindert
- Undurchlässig für Körperflüssigkeiten über die gesamte Oberfläche für hohen Schutz
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit



ERGONOMISCH




\* Fluid Protection Plus

# BARRIER® OP-Mantel Primary Plus

Für Rundum-Schutz und Komfort

- Flüssigkeitsabweisendes SMS Material für mittellange Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Schulterfalten und nach vorne versetzte Ärmel ermöglichen eine flexible Bewegung
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten unverstärkt (SP) und verstärkt (HP)<sup>1</sup>




ERGONOMISCH



# BARRIER® OP-Mantel Primary

Für leichten Schutz und Einfachheit

- Leichtes Material für Mobilität und Flexibilität
- Flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für kurze Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
- T-Schnitt für gute Passform
- Erhältlich in den Varianten unverstärkt (SP) und verstärkt (HP)<sup>1</sup>



# OP-Mäntel von Mölnlycke Health Care

Mölnlycke Health Care ist seit mehr als 35 Jahren führend bei der Umstellung auf Einweg-OP-Abdeckungen und -Mäntel. Als eine der renommiertesten Marken für Medizinprodukte weltweit sind wir bekannt für unsere hochwertigen Produkte, kundenorientierte Produktentwicklung und innovativen Technologien.

## Unser einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsangebot umfasst:

- Eingriffsspezifische Produkte für alle chirurgischen Eingriffe.
- Gleichbleibend hohe Qualität und Sicherheit, sowohl bei unseren Produkten als auch in unserer gesamten Lieferkette.
- Engagement zur Reduzierung der Umweltbelastungen und Entwicklung einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung für die Zukunft.
- Schlanke Liefer- und Logistikkösungen.
- Professionelle Schulung und Unterstützung durch unsere fachkundigen Mitarbeiter.

Wir bei Mölnlycke Health Care wissen, wie wichtig es ist, die richtige Balance zwischen Schutz, Komfort, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu finden. Deshalb bieten wir eine breite Auswahl sorgfältig entwickelter Produkte an, die Krankenhäusern helfen, ihren idealen Mix zu erreichen, die Kosteneffizienz zu maximieren und mehr Patienten eine bessere Versorgung zukommen zu lassen.

**Referenzen:** 1. EN 13795-1:2019 OP-Bekleidung und OP-Abdeckungen - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: OP-Abdeckungen und OP-Mäntel. 2. ANSI/AAMI PB70: Flüssigkeitsleistung und Klassifizierung von Schutzkleidung und Abdecktüchern für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Deutschland. Telefon: +49 211 920 880. [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)  
Die Marken, Namen und Logos von Mölnlycke und Barrier sind global in einer oder mehreren Unternehmensgruppen von Mölnlycke Health Care eingetragen. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEIM001599  
Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien/>

