


# Optischer Trokar



Der optische Trokar ist ein steriles Einweginstrument, das bei einer Vielzahl von minimal-invasiven Eingriffen verwendet werden kann, um einen Zugang für laparoskopische Instrumente zu schaffen. Der Trokar besteht aus einer transparenter Hülse und einem Obturator mit transparenter Dilatationsspitze, die eine direkte Visualisierung der einzelnen Gewebeschichten während des Einführens ermöglicht.

- Ein umfangreiches Sortiment ergonomischer geformter Trokare für einen einfachen Zugang zur Bauchhöhle
- Transparente, gerippte Hülse zur Visualisierung des Instruments und einer effektiven Fixierung in der Bauchwand
- Universaldichtung für Instrumente von 5 bis 12 mm, geeignet und zur Aufrechterhaltung des Pneumoperitoneums
- Abnehmbares Dichtungsgehäuse zur einfacheren Probenentnahme (bezieht sich auf 11 und 12 mm Trokare)
- Die transparente Dilatationsspitze ermöglicht die direkte Visualisierung der Schichten der Bauchdecke während des Einführens



Optischer Trokar



Dual Pack

## Optischer Trokar

Art.-Nr.	Ø	Länge	IV / VSK
899316	5 mm	70 mm	5 / 60
899317	5 mm	100 mm	5 / 60
899324	5 mm	150 mm	5 / 45
899318	11 mm	100 mm	5 / 60
899319	12 mm	100 mm	5 / 60
899326	12 mm	150 mm	5 / 30

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

## Dual Pack - Optischer Trokar

Art.-Nr.	Ø	Länge	IV / VSK
899343	5 mm	70 mm	5 / 60
899344	5 mm	100 mm	5 / 60
899347	5 mm	150 mm	5 / 60
899345	11 mm	100 mm	5 / 60
899346	12 mm	100 mm	5 / 60
899349	12 mm	150 mm	5 / 60

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

## Allgemeine Informationen

**Sterilisation:** Ethylenoxid

**Haltbarkeit:** Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

**Verpackung:** Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

**Entsorgung:** Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

**Hersteller:** Unimax Medical Systems Inc.;  
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)