


Manipolo di evacuazione dei fumi chirurgici



Il personale chirurgico è a rischio ogni volta che in sala operatoria vengono prodotti fumi chirurgici. Ora, con il nuovo ed esclusivo manipolo di evacuazione dei fumi Mölnlycke® potete contare su una soluzione superiore che assicura un'esposizione minima ai fumi e offre una chiara visuale del campo operatorio. La vostra sicurezza e quella dei vostri pazienti viene prima di tutto.

- Un esclusivo design sottile e leggero "all in one" con una funzione telescopica integrata in grado di offrire una soluzione immediata, sia per incisioni profonde che superficiali in base alle esigenze.
- Il manipolo di evacuazione dei fumi Mölnlycke offre una soluzione sostenibile, senza DEHP e PVC.
- Capacità di aspirazione molto elevata (85 l/ min) per ridurre al minimo l'esposizione ai fumi e garantire una rapida visuale del campo operatorio.
- Il manipolo è disponibile sia integrato nei vostri set procedurali personalizzati che in confezione singola.

Dati tecnici


Scelta dell'elettrodo:

In acciaio inossidabile ① per interventi rapidi e semplici.

Rivestito in PTFE ② per ridurre le interruzioni dell'intervento a causa della formazione di escara.

Isolato in PTFE ③ per ridurre il rischio accidentale di danni ai tessuti durante interventi in spazi ristretti.

- Il manipolo con rotazione a 360° assicura libertà di movimento e riduce il rischio di affaticamento del polso
- Il connettore universale da 22 mm è idoneo per tutti i sistemi di evacuazione dei fumi



- Il piccolo diametro del manipolo assicura un controllo preciso e una maggiore visuale, soprattutto in spazi ristretti
- Pratico cavo lungo 4 metri

Informazioni per l'ordinazione (per confezioni singole)

Codice art.	Descrizione	Lunghezza cavo	II/CS
420102	Manipolo di evacuazione dei fumi, elettrodo in acciaio inossidabile	4 m	20/40
420100	Manipolo di evacuazione dei fumi, elettrodo rivestito in PTFE	4 m	20/40
420101	Manipolo di evacuazione dei fumi, elettrodo isolato in PTFE	4 m	20/40

Tutti i componenti elencati sono disponibili anche per ProcedurePak®.

Per saperne di più www.molnlycke.ch/it-ch