



Mesorb®

Stipriai absorbuojantis tvarstis su skysčium atstumiančiu išoriniu sluoksniu




Mesorb® yra labai gausų eksudatą sugeriantis tvarstis, pasižymintis didele retencija ir saugiu eksudato valdymu. Išorinis sluoksnis neleidžia eksudatui pratekėti pro kraštus, išlaiko tvarstį sausą ir patogų pacientui.


Kaip naudoti Mesorb®



1. Atidarykite pakuotę ir išimkite tvarstį



2. Uždėkite tvarstį ant žaizdos vietos arba pasirinkto pirminio tvarščio, kad uždengtų bent 1 cm aplinkinės odos.



3. Užvirtinkite tvarstį fiksacijos priemonėmis (pvz., Mefix®, Mepore®, Tubifast®).

Mesorb privalumai®

- Stipriai absorbuojantis
- Švelnus pacientui
- Kvėpuojantis
- Skysčiams nepralaidus išorinis sluoksnis neleidžia sutepti drabužių ar patalynės

Naudojimo sritys®

Mesorb naudojamas vidutiniškai-gausiai eksuduojančioms žaizdoms.


Mesorb gali būti naudojamas kaip pirminis tvarstis (tiesiai ant žaizdos) arba kaip antrinis tvarstis, kai reikalingos papildomos eksudato sugėrimo priemonės.

Kaip veikia Mesorb®

Mesorb padeda gerai ir saugiai valdyti žaizdos eksudavimą - sugeria gausų eksudatą ir pasižymi didele retencijos geba.

Išorinis sluoksnis neleidžia pratekėti skysčiams pro kraštus ir išlaiko tvarstį sausą paciento komfortui.

Žaizdos eksudatas yra absorbuojamas ir nukreipiamas į Mesorb per kontakcinį ir paskirstymo sluoksnius. Didelio sugeriamumo vidinis sluoksnis absorbuoja eksudatą ir tuo pačiu metu suteikia apsaugantį ir orui pralaidų paminkštinimą žaizdai.



Mesorb® sterilių pakuočių pasirinkimas

Art. nr.	Dydis, cm	Pagalvėlės dydis	Vnt. pakuotėje	Vnt. transp. dėžėje
677001	10 x 13	10 x 10	50	400
677201	13 x 15	10 x 15	50	300
677401	10 x 23	10 x 20	50	300
677601	15 x 23	15 x 20	50	300
677701	23 x 25	20 x 25	30	120
677801	23 x 30	20 x 30	30	120

Žaizdų priežiūros specialistai

Vilniuje mob. tel. +370 601 88845

Kaune mob. tel. +370 656 49744

Klaipėdoje mob. tel. +370 659 76791

Mölnlycke Health Care, Mesorb®, Tubifast® ir Mepitel® yra registruoti Mölnlycke Health Care prekiniai ženklai. © 2021. Mölnlycke Health Care AB. Visos teisės saugomos.


Mölnlycke®