


Mölnlycke® Pulsed Lavage

Massgeschneiderte Lösungen für die Orthopädie



Pulsed Lavage System
mit integrierten Batterien



Pulsed Lavage System
Wechselstromversorgung AC

DEHP-freie Anwendung

In der Endoprothetik reinigt unser Mölnlycke® Pulsed Lavage System mit Hochdruckfunktion für den Einmalgebrauch wirksam Knochen und entfernt Wundbeläge. Dadurch wird die Zementpenetration in die Spongiosa erhöht, was zu einer potenziell stärkeren Implantatfixierung und geringeren Revisionsraten führt. Darüber hinaus eignet sich das System auch als wirksames mechanisches Debridement zur Reinigung von Wunden, dem Entfernen von Verunreinigungen und nekrotischem Gewebe.

In zwei Ausführungen erhältlich

- Wechselstromversorgung AC: Umweltfreundliche Lösung, die eine Verwendung von Alkali-Batterien überflüssig macht. Einweg-Handstück und wiederverwendbarer AC-Adapter
- Integrierte Batterie: Flexible und mobile Ausführung mit in das Handstück integriertem Batteriepack, der sich schnell und einfach entnehmen lässt

Keine versteckten Kosten dank Komplettlösung

- Ergonomisches und komfortables Handstück
- Kurze Fächerstrahlspitze mit doppeltem Spritzschutz
- Lange Femurkanalspitze
- Integrierte Funktionen zum Absaugen und Spülen
- Reinigungsstab zur Beseitigung potenzieller Verstopfungen in der Femurspitze

In steriler Einzelverpackung oder im individuellen ProcedurePak® erhältlich

- Fügen Sie das Pulsed Lavage zu Ihrem individuellen, eingriffsspezifischen OP-Tray für mehr Effizienz hinzu
- Für Revisionsoperationen an der Hüfte haben wir eine spezielle Spitze zur Handhabung kleiner Knochen- und Zementteile. Erhältlich in steriler Einzelverpackung

Revisionsspitze mit Filter

- Spezielle Spitze für Knochen und Zementteile in der Hüftrevisionschirurgie. Erhältlich in steriler Einzelverpackung

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Wechselstromversorgung AC

in steriler Einzelverpackung

Artikel-Nr.	Beschreibung	IV/VSK*
9750000	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC	1/5
9752040	AC-Adapter (AC 100~240 V), CH	1/1
9751000	Femoraler Bürstenaufsatz	1/10
9751001	Kegelspitze	1/10
9751002	Koaxial-Kanal-Spitze	1/10
9751003	Hüftrevisionsspitze mit Filter	1/20

*IV: Innenverpackung / VSK: Versandkarton

im individuellen ProcedurePak®

Artikel-Nr.	Beschreibung
2322130-00	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC
2320481-00	Femoraler Bürstenaufsatz



Wechselstromversorgung AC



AC Adapter




Femoraler Bürstenaufsatz



Hüftrevisionsspitze mit Filter



Kegelspitze



Koaxial-Kanal-Spitze

Mölnlycke® Pulsed Lavage – mit integrierten Batterien


in steriler Einzelverpackung

Artikel-Nr.	Beschreibung	IV/VSK*
9750003	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien	1/5
9751004	Femoraler Bürstenaufsatz	1/10
9751005	Kegelspitze	1/10
9751006	Koaxial-Kanal-Spitze	1/10
9751007	Hüftrevisionsspitze mit Filter	1/20


*IV: Innenverpackung / VSK: Versandkarton

im individuellen ProcedurePak®


Artikel-Nr.	Beschreibung
2324050-00	Pulsed Lavage System mit integrierten Batterien
2325431-00	Femoraler Bürstenaufsatz




Integrierte Batterien




Femoraler Bürstenaufsatz



Kegelspitze



Hüftrevisionsspitze mit Filter



Koaxial-Kanal-Spitze

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SCHWEIZ, T +41 44 744 54 00 F +41 44 744 54 11, info.ch@molnlycke.com

Die Marken Mölnlycke und ProcedurePak sowie Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. SUIM002440
 Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien>
 Kaiser Medical Technology ist der rechtmässige Hersteller des Pulsed Lavage Systems.

