


# BARRIER® OP-Mantel Primary

Komfortabler, flüssigkeitsabweisender  
OP-Mantel bietet Bewegungsfreiheit




- Luftdurchlässiges Material für mehr Komfort
- Die Bündchen sind mit Biogel® Handschuhen kompatibel und verhindern ein Abrutschen der Handschuhe
- Platzsparend vakuumverpackt im praktischen Dispenser
- T-Schnitt für eine gute Passform
- Erhältlich in den Varianten unverstärkt (SP) und verstärkt (HP)<sup>1</sup>

Standard (SP)	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Breite	IV/VSK*
	98000622	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L	127 cm	150 cm	-/42
	98000623	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L-L	151 cm	150 cm	-/42
	98000624	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL	127 cm	167 cm	-/42
	98000625	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL-L	152 cm	166 cm	-/42

#### SP = Standard Performance

OP-Mantel Primary kann auch in eingriffsspezifische Trays von Mölnlycke® integriert werden.

Verstärkt (HP)	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Breite	-/VSK*
	98000722	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L	127 cm	150 cm	-/30
	98000723	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L-L	151 cm	150 cm	-/28
	98000724	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL	127 cm	167 cm	-/28
	98000725	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL-L	152 cm	166 cm	-/26

#### HP = High Performance

OP-Mantel Primary kann auch in eingriffsspezifische Trays von Mölnlycke® integriert werden.

- Undurchlässige Front- und Ärmelverstärkung zur Reduzierung des Durchtrittsrisikos



#### OP-Mantel Materialien

OP-Mäntel und Ärmel:

Polypropylenvlies.

Vordere Verstärkung:

Polypropylenvlies/Polyethylenfolie.

Ärmelverstärkung:

Polypropylenvlies/Polyethylenfolie.

#### Produktklassifizierung

Standard-Performance-Mäntel:

Europäische Norm EN 13795

Standard Performance.

Verstärkte (HP) Mäntel: Europäische

Norm EN 13795 High Performance.<sup>1</sup>

#### Verpackung

Drei Verpackungsstufen:

Sterilitätsbarriere, Plastikbeutel

und Transportkarton tragen

dazu bei, das Kontaminations-

und Beschädigungsrisiko

während Transport und

Lagerung zu verringern.

#### Umwelt

Mölnlycke Health Care setzt sich seit langem dafür ein, die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten, ohne dabei die Effizienz und Zuverlässigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen zu beeinträchtigen. In unserer Produktion und an unseren Standorten auf der ganzen Welt haben umweltschonende Verfahren Priorität.

\*IV: Innenverpackung, VSK: Versandkarton

Referenzen: 1. Europäische Norm EN 13795: OP-Abdeckungen, OP-Mäntel und Reinraumbekleidung, die als Medizinprodukte für Patienten, Krankenhauspersonal und Ausrüstung verwendet werden - Allgemeine Anforderungen an Hersteller, Verarbeiter und Produkte, Prüfmethode, Leistungsanforderungen und Leistungsniveaus.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Deutschland. Telefon: +49 211 920 880. [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)  
Die Marken, Namen und Logos von Mölnlycke, Barrier und Biogel sind weltweit für eine oder mehrere Unternehmensgruppen von Mölnlycke Health Care registriert. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEIM001605  
Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien/>

