

BARRIER® OP-Mantel Ultimate

Stark flüssigkeitsabweisend
für erhöhten Schutz (HP)



Schulterfalten für mehr
Bewegungsfreiheit
im Oberkörper



Die nach vorne versetzten
Ärmel erleichtern die
natürliche Arbeitshaltung
und erhöhen den
Tragekomfort




Die Bündchen sind
mit Biogel® Handschuhen
kompatibel und verhindern
ein Abrutschen der
Handschuhe

- Angenehmes Material
- Maximale Atmungsaktivität für ultimativen Komfort
- Stark flüssigkeitsabweisend für erweiterten Schutz (verstärkt, HP)
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)¹
- Erhöhte Resistenz gegen Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung (Blut)
- Platzsparend vakuumverpackt im praktischen Dispenser

Standard (SP)	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Breite	IV/VSK*
	680102	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L	119 cm	150 cm	18/36
	680103	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L-L	134 cm	150 cm	16/32
	680104	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL	129 cm	170 cm	16/32
	680105	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL-L	144 cm	170 cm	16/32
	680106	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XXL-L	145 cm	184 cm	14/28
	680003	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	L-L	134 cm	150 cm	16/32
	680005	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XL-L	144 cm	170 cm	16/32
	680006	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XXL-L	145 cm	184 cm	14/28

SP = Standard Performance

OP-Mantel Ultimate kann auch in eingriffsspezifische Trays von Mölnlycke® integriert werden.

Verstärkt (HP)	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Breite	IV/VSK*
	690102	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L	119 cm	150 cm	16/32
	690103	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	L-L	134 cm	150 cm	14/28
	690104	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL	129 cm	170 cm	14/28
	690105	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XL-L	144 cm	170 cm	14/28
	690106	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XXL-L	145 cm	184 cm	12/24
	690107	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	XXL-XL	165 cm	184 cm	12/24
	690003	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	L-L	134 cm	150 cm	14/28
	690005	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XL-L	144 cm	170 cm	14/28
	690006	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	XXL-L	145 cm	184 cm	12/24



- Undurchlässige Frontverstärkung zur Minimierung des Durchtrittsrisikos
- Atmungsaktive Frontverstärkung



- Undurchlässige Ärmelverstärkung zur Minimierung des Durchtrittsrisikos
- Angenehmes Material

HP = High Performance

OP-Mantel Ultimate kann auch in eingriffsspezifische Trays von Mölnlycke® integriert werden



OP-Mantel Materialien

OP-Mäntel und Ärmel:
Polypropylenvlies.
Vordere Verstärkung:
Polyethylenfolie (atmungsaktiv).
Ärmelverstärkung:
Polyethylenfolie, Viskose/Polyester-
Vliesstoff.

Produktklassifizierung

Standard-Performance-Mäntel:
Europäische Norm EN 13795 und
ANSI/AAMI PB70 Stufe 3.
Verstärkte (HP) Mäntel: Europäische
Norm EN 13795 High Performance
und ANSI/AAMI PB70 Stufe 3.^{1,2}

Verpackung

Drei Verpackungsstufen:
Sterilitätsbarriere, Dispenserbox
und Transportkarton, tragen dazu
bei, das Kontaminations- und
Beschädigungsrisiko während
Transport und Lagerung zu
verringern. Vakuumverpackungen
optimieren Handling und Lagerfläche.

Umwelt

Mölnlycke Health Care setzt sich seit
langem dafür ein, dass sich unsere
Aktivitäten so wenig wie möglich auf
die Umwelt auswirken, ohne dabei die
Effizienz und Zuverlässigkeit unserer
Produkte und Dienstleistungen zu
beeinträchtigen. In unserer Produktion
und an unseren Standorten auf der
ganzen Welt haben umweltschonende
Verfahren Priorität.

*IV: Innenverpackung, VSK: Versandkarton

Referenzen: 1. EN 13795-1: 2019 OP-Bekleidung und OP-Abdeckungen - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: OP-Abdeckungen und OP-Mäntel
2. ANSI/AAMI PB70: Flüssigkeitsleistung und Klassifizierung von Schutzkleidung und Abdecktüchern für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de