

Sehr stark
exsudierend

Infiziert**

Infektions-
gefährdet*

Nicht infiziert

EINFACH. Wundversorgung mit Mölnlycke® MACHEN.

Grösse	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Karton
--------	----------	-------	------------------

Granudacyn®

Wundspüllösungen

Grösse	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Karton
50ml	36 01 50	n/a	20
250ml	36 01 00	99.12.03.00.1	15
500ml	36 01 01	99.12.04.00.1	12
1000ml	36 01 02	99.12.05.00.1	6
500ml, NPWT	36 01 03	99.12.04.00.1	12
1000ml, NPWT	36 01 04	99.12.05.00.1	6

Wundgele

Grösse	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Karton
50g	36 01 07	35.05.09.11.1	12
100g	36 01 08	35.05.09.11.1	12
250g	36 01 06	35.05.09.12.1	15

Grösse (cm)	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Packung
-------------	----------	-------	-------------------

Mepilex® Border Flex Lite

4 x 5	58 10 50	35.05.03.01.1	10
5 x 12,5	58 11 00	35.05.03.02.1	5
7,5 x 7,5	58 12 50	35.05.03.02.1	5
10 x 10	58 13 50	35.05.03.03.1	5
15 x 15	58 15 00	35.05.03.04.1	5

Mepilex® Border Flex

7,5 x 7,5	59 52 50	35.05.03.02.1	5
10 x 10	59 53 50	35.05.03.03.1	5
12,5 x 12,5	59 50 50	35.05.03.03.1	5
15 x 15	59 54 00	35.05.03.04.1	5
15 x 20	59 56 00	35.05.03.05.1	5
10 x 20	59 58 00	35.05.03.04.1	10
10 x 30	59 59 00	35.05.03.05.1	10
7,8 x 10	58 35 00	35.05.03.02.1	5
13 x 16	58 33 00	35.05.03.04.1	5
15 x 19	58 34 00	35.05.03.05.1	5

eckig

oval

Mepilex® XT

5 x 5	21 10 15	35.05.03.01.1	5
10 x 10	21 11 00	35.05.03.03.1	5
10 x 20	21 12 00	35.05.03.04.1	5
15 x 15	21 13 00	35.05.03.04.1	5
20 x 20	21 14 00	35.05.03.06.1	5
20 x 50	21 15 00	35.05.03.08.1	2

Grösse (cm)	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Packung
-------------	----------	-------	-------------------

Mepilex® Ag

6 x 8,5	28 70 21	35.06.04.21.1	5
10 x 10	28 71 10	35.06.04.22.1	5
10 x 20	28 72 10	35.06.04.23.1	5
15 x 15	28 73 10	35.06.04.24.1	5
20 x 20	28 74 10	35.06.04.25.1	5
20 x 50	28 75 10	35.06.04.25.1	2

Exufiber® Ag+

Kompressen

5 x 5	60 34 01	35.06.07.20.1	10
10 x 10	60 34 02	35.06.07.22.1	10
15 x 15	60 34 03	35.06.07.24.1	10
4,5 x 20	60 34 05	35.06.07.28.1	10

Tamponade

2 x 45	60 34 00	35.06.07.28.1	5
--------	----------	---------------	---

Mepitel® One

mit Abziehhilfe (Skin Tears)

6 x 7	28 91 70	35.05.08.01.1	5
9 x 10	28 92 70	35.05.08.02.1	5
13 x 15	28 94 70	35.05.08.03.1	5

ohne Abziehhilfe

5 x 7	28 90 00	35.05.08.01.1	5
8 x 10	28 92 00	35.05.08.02.1	5
12 x 15	28 94 00	35.05.08.03.1	5
17 x 25	28 97 00	35.05.08.05.1	5

Mextra® Superabsorbent

12,5 x 12,5	61 00 00	35.05.05.03.1	10
12,5 x 17,5	61 01 00	35.05.05.04.1	10
12,5 x 22,5	61 02 00	35.05.05.04.1	10
17,5 x 22,5	61 03 00	35.05.05.05.1	10
22,5 x 27,5	61 04 00	35.05.05.06.1	10
22,5 x 32,5	61 05 00	35.05.05.06.1	10
22,5 x 42,5	61 06 00	35.05.05.08.1	10

Grösse (cm)	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Packung
-------------	----------	-------	-------------------

Exufiber®

Kompressen

5 x 5	70 99 00	35.05.07.01.1	10
10 x 10	70 99 01	35.05.07.02.1	10
15 x 15	70 99 03	35.05.07.04.1	10
4,5 x 20	70 99 06	35.05.07.09.1	10

Tamponaden

1 x 45	70 99 08	35.05.07.09.1	5
2 x 45	70 99 09	35.05.07.09.1	5

Tubifast®

10 m – Rolle

Rot (3,5cm)	24 34	35.01.08.02.1	1
Grün (5cm)	24 36	35.01.08.03.1	1
Blau (7,5cm)	24 38	35.01.08.05.1	1
Gelb (10,75cm)	24 40	35.01.08.06.1	1
Violett (20cm)	24 44	35.01.08.08.1	1

Erfahren Sie mehr unter
www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG,
Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz.
Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com

Der Name Mölnlycke Health Care und das Safetac®
Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit
eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder
der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.

© 2023 Mölnlycke Health Care AB.
Alle Rechte vorbehalten. DWC0135 (CH)


Mölnlycke®



ZEIT FÜR EINEN
EINFACHEN
VERBANDWECHSEL

Mölnlycke® möchte es Ihnen so einfach wie möglich machen, **für jeden Ihrer Patienten die effektivste und wirksamste Wundversorgung zu finden**: Mit nur 10 Produkten sind Sie optimal ausgerüstet für die Behandlung von beinahe jeder Art von Wunde. Setzen Sie deshalb mit uns auf einen echten und vor allem einfachen Verbandwechsel:

Entdecken Sie unsere praktische Auswahl an innovativen, kontinuierlich weiterentwickelten Verbänden und anderen Wundmanagementlösungen.

Überzeugen Sie sich von den qualitativen, therapeutischen und nicht zuletzt ökonomischen Vorteilen der Mölnlycke®-Produkte.


Und schenken Sie uns Ihr **Vertrauen** – zum Wohle Ihrer Patienten und für ein gutes Gefühl in Ihrem Team.

Zeit für mehr Einfachheit in der Wundversorgung.

Referenzen: 1. Bugmann P.H. et al. A silicone coated nylon dressing reduces healing time in burned paediatric patients in comparison with standard sulfadiazine treatment: a prospective randomized trial. Burns, 1998. 2. Patton P. et al. An open, prospective, randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs bridal veil and staples on split thickness skin grafts as a primary dressing. Journal of Burn Care and Research, 2013. 3. David F. et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrگوTul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2017. 4. Mölnlycke Health Care. Design Verification Report, Mepitel One, PD-557646. Data on file.

WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

MIT MÖLNLYCKE® TREFFEN SIE IMMER DIE RICHTIGE WAHL:



Wundreinigung und Befeuchtung



Grandacyn® Wundspüllösung und -gel
Für **alle Wunden** einschliesslich Körperhöhlen,
Fisteln und empfindliche Gewebsstrukturen.

Mepilex®
Border Flex Lite

Der besondere Aufbau bietet die **optimale Balance von Exsudat-Absorption und -Abdampfung für nicht bis mittelstarke exsudierende Wunden**. Gut einzusetzen auch zum Ende der Wundheilung, wenn nur wenig Exsudat vorhanden ist. Für den Einsatz bei z. B. Dekubitus, diabetisches Fuss-syndrom, Bein- und Fussulzera sowie traumatischen Wunden (beispielsweise Skin Tears) und chirurgischen Wunden vorgesehen.

Mepilex®
Border Flex

Der Verband mit 5 Schichten **absorbiert und kanalisiert Exsudat und schliesst es sicher ein**. Die Schichten leiten das Exsudat vom Wundbett ab und verhindern einen Rückfluss in die Wunde, sogar unter einem Kompressionsverband.

Mepilex®
Border Flex

Bandbreite von exsudierenden Wunden wurde für eine **grosse Mepilex®** Border Flex

traumatische Wunden und Fussulzera sowie Fussyndrom, Bein- und Dekubitus, diabetisches

Der All-in-one-Verband passt sich gut an den Körper an und verfügt über eine **einzigartige Haftfähigkeit**.

Mepilex®
XT

Absorbierender Schaumverband für **normales und viskoses Exsudat**. Er kann Flüssigkeitsmengen sicher zurückhalten und **nimmt Flüssigkeit schneller** auf als andere Schaumverbände.

Mepilex®
XT

Absorbierender Schaumverband für **normales und viskoses Exsudat**. Er kann Flüssigkeitsmengen sicher zurückhalten und **nimmt Flüssigkeit schneller** auf als andere Schaumverbände.

Mepilex®
Ag

Vielseitig einsetzbarer **antimikrobieller Schaumverband** – mit antimikrobieller Wirkung sammelt zur **Senkung der Keimbelastung**.

Mepilex®
Ag

Vielseitig einsetzbarer **antimikrobieller Schaumverband** – mit antimikrobieller Wirkung

Gelbildender Faser-Verband mit schneller antimikrobieller Wirkung für **lang anhaltenden Schutz** vor einer Vielzahl von gramnegativen und grampositiven Bakterien.

Exfibrer® Ag+ **Gelbildender Faser-Verband** mit schneller antimikrobieller Wirkung für **lang anhaltenden Schutz** vor einer Vielzahl von gramnegativen und grampositiven Bakterien.

Exfibrer®
Ag+ kann als Bestandteil des Biofilm-Managements verwendet werden.

Exfibrer®
Effektive antimikrobielle Behandlung.

Mepitel®
One

Einseitig haftendes Wundstanzgitter: sanft zur Haut, haltbar und sicher in der Anwendung – **optimiert den Heilungsprozess**. Kosten-effizient durch 14 Tage lange Tragedauer.¹⁻⁴

Mepitel®
One

Superabsorbierender Wundverband mit Flüssigkeitsabweisender Deckschicht nimmt Flüssigkeiten schnell auf. Das **hohe Absorptions- und Retentionsvermögen** mindert das Risiko für Mazeration.

Sichere Lösung mit grosser Aufnahme-kapazität. In Kombination mit Mepitel® One werden Haut und Wunde geschützt.

Exfibrer®
Gelbildender Faser-Verband für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer Wunden.

Exfibrer®
Gelbildender Faser-Verband für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer Wunden.

Exfibrer®
Gelbildender Faser-Verband für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer Wunden.

Tiefe Wunde?



Exfibrer®
Gelbildender Faser-Verband für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer Wunden.

Fixierung



Tubifast®
Elastischer, längs und quer dehnbare Schlauchverband.



Mölnlycke®