

# Mepilex® Border Lite

## Mepilex Border Lite Samolepiace silikónové krytie

- Pri odstraňovaní krytia nedochádza k traumatizácii rany a okolitej kože
- Multifunkčné použitie
- Dobre sa prispôbuje tvaru tela
- Minimalizuje sa riziko macerácie

### Dvojvrstvový vankúš

- Absorbuje exsudát

### Povrchový film

- Priedušný
- Vodeodolný
- Odolný voči baktériám



### Vrstva Safetac® (mäkký silikón)

- Pri odstraňovaní krytia nedochádza k traumatizácii rany a okolitej kože
- Minimalizuje riziko macerácie

## Technológia Safetac®


### Menej traumatizácie. Menej bolesti™

Safetac je patentovaná technológia mäkkého silikónu. Krytie s technológiou Safetac nespôsobuje pacientovi traumu pri nosení, ani počas prevážovania. Tieto krytia minimalizujú traumatizáciu rany, okolitej kože a bolesť pacienta. Predchádzajú taktiež riziku macerácie tým, že utesní okraje rany a zamedzí tak presakovaniu exsudátu na okolitú kožu.

Pre viac informácií navštívte [www.molnycke.com](http://www.molnycke.com)



Safetac - nedochádza k žiadnemu strhávaniu kožných buniek



Tradicčné lepidlo - dochádza k strhávaniu kožných buniek


## Výhody krytia Mepilex Border Lite

- Dobře sa prispôsobuje rane, nakoľko je tenké a poddajné
- Široký výber rozmerov
- Minimalizuje traumatizáciu a bolesť počas preväzov


## Oblasti použitia

Krytie Mepilex Border Lite bolo vyvinuté na ošetrovanie celej škály neexsudujúcich až mierne exsudujúcich rán, ako sú vredy predkolenia, vredy na chodidlách a traumatické rany, ako napríklad odreniny, rezné rany, zranenia prstov, pluzgiere a strhnutá koža. Tak isto je Mepilex Border Lite možné používať na ochranu porušenej a/alebo krehkej kože.

## Použitie krytia Mepilex Border Lite



Ranu bežným spôsobom vyčistite. Odstráňte ochrannú fóliu.



Priložte krytie lepiacou stranou na ranu. Nenaťahujte.

## Príklady použitia Mepilexu Border Lite

- Detské rany
- Rezné rany
- Ochrana krehkej kože
- Problémové partie tela
- Vhodná náplasť na cesty a šport
- Tržné rany
- Odreniny
- Roztrhnutá koža
- Pluzgiere

## Poznámka

V prípade, že sa vyskytnú príznaky infekcie, je potrebné pred ďalším použitím Mepilex Border Lite začať s príslušnou liečbou.



### Prehľad veľkostí Mepilexu Border Lite

Kód ŠÚKL	Číslo výrobku	Veľkosť v cm	KS v balení	KS v kartóne
A73005	281000	4x5	10	70
A73007	281400	7,5x8,5	10	80
A73009	281900	5x10	10	60
A73011	281600	12,5x12,5	10	80
A73013	281700	17,5x17,5	10	50