


BARRIER® Laparoskopiafdækninger



BNS 977050 Instrumentpose
placeres iht. præference

Dette er et eksempel (BNS 956967) på en laparoskopiafdækning med mange egenskaber og fordele.

Tilgængelige egenskaber på udvalgte afdækninger

- BARRIER Flex
- Transparente, ekstra lange benposer
- Integreret tape for tilpasning af benposernes længde
- Integrerede slangeholdere
- Dybe instrumentposer
- Fleksibelt, perinealt hul med klæb og integreret afdækning

Generelle egenskaber

- Spunbond nonwoven komfortlag
- Væsketæt overalt
- Til litotomi eller supin position

BARRIER® Laparoskopisortiment

Mölnlycke® procedure- pakke kom- ponent	Vare- nummer, sterilt produkt	Beskrivelse	Størrelse (cm)	Pak- ning
956967		Gyn/Laparoskopiafdækning abdo-perineal BARRIER Flex: Benposer med transparente sider, fleksibelt perinealt hul med afdækning, slangeholdere	250/200/300 × 285, hul m. klæb 25 × 18, hul m. klæb 10 × 13	
977050		Instrumentpose: 3 rum	45 × 48	
944201		Laparoskopiafdækning abdo-perineal BARRIER Flex: Benposer med transparente sider, fleksibelt perinealt hul med afdækning, slangeholdere	250/200/300 × 285, hul m. klæb 28 × 30, hul m. klæb 10 × 13	
944206		Laparoskopiafdækning m. benposer BARRIER Flex: Benposer med transparente sider, slangeholdere	250/200/300 × 285, hul m. klæb 28 × 30	
954226		Laparoskopiafdækning BARRIER Flex: Slangeholdere	200/250 × 365, hul m. klæb 28 × 30	
944200		Laparoskopiafdækning abdo-perineal BARRIER Flex: Benposer, perineal afdækning, instrumentpose	250/175/270 × 260, hul m. klæb 25 × 30, hul 13 × 24	
944200	694240	Laparoskopisæt abdo-perineal BARRIER Flex		5/10
944200	694241	Laparoskopisæt abdo-perineal BARRIER Flex		5/10
944210		Laparoskopiafdækning abdo-perineal BARRIER Flex: Benposer, perineal afdækning, instrumentpose	300/200/270 × 295, hul m. klæb 25 × 30, hul 13 × 24	
944205		Laparoskopiafdækning m. benposer BARRIER Flex: Benposer, instrumentpose	250/175/270 × 260, hul m. klæb 25 × 30	
944205	694245	Laparoskopisæt med benposer BARRIER Flex		5/10
944205	84511411	Laparoskopisæt med benposer BARRIER Flex		5/10
954225		Laparoskopiafdækning BARRIER Flex: Instrumentpose	175/250 × 360, hul m. klæb 25 × 30	
954225	694265	Laparoskopisæt BARRIER Flex		5/10
900078		Laparoskopiafdækning: Rektangulært hul	200 × 300, hul m. klæb 26 × 20	
900078	903005	Laparoskopiafdækning		12/24
956966		Laparoskopiafdækning abdo-perineal: Benposer, rektangulært hul, perinealt hul	250/270 × 270, hul m. klæb 26 × 20, hul 9 × 13	
956966	696600	Laparoskopisæt abdo-perineal		7/14
956966	903020	Laparoskopisæt abdo-perineal		5/10
71040		Gynækologiafdækning BARRIER Flex: Perineal afdækning	75/250 × 245, hul m. klæb 25 × 18, hul 6 × 15	
71040	61040	Laparoskopisæt BARRIER Flex		5/10
944215		Laparoskopiafdækning abdo-perineal BARRIER Flex: Benposer, robot, transparent anæstesidel	300/200/270 × 355, hul m. klæb 25 × 30, hul 15 × 24	
71360		Laparoskopiafdækning	200/270 × 320, hul m. klæb 20 × 30	
71360	61360	Laparoskopiafdækning		8/16
70550		Laparoskopiafdækning Bariatric BARRIER Flex: Benposer	280/230/270 × 335, hul m. klæb 32 × 42	
70550	61450	Laparoskopisæt Bariatric BARRIER Flex		5/10
71369		Laparoskopi afdækning med poser: Poser, variabelt hul	200/270 × 320, hul m. klæb 30 × 30	

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i
Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0822006

