


BARRIER® Face Shield

Kasvosuojat on suunniteltu suojaamaan käyttäjän silmiä ja kasvoja roiskeilta



Säädettävät päähinnat parantavat istuvuutta



Miellyttävän tuntuinen vahtomuovipehmuste estää lasien höyrystymistä

Kasvosuojat on suunniteltu suojaamaan käyttäjän silmiä ja kasvoja roiskeilta. Kasvosuojat luokitellaan asetuksen (EU) 2016/425 luokan II mukaisiksi henkilönsuojaimiksi (PPE).

- Suunniteltu suojaamaan käyttäjän silmiä ja kasvoja roiskeilta
- Säädettävät päähinnat takaavat yksilöllisen istuvuuden ja käyttömukavuuden
- Miellyttävän tuntuinen vahtomuovipehmuste otsassa helpottaa uloshengittämistä ja kosteudenpoistoa
- Huurtumaton visiiri
- Saatavana kahta kokoa erilaisiin kasvojen peittävyystarpeisiin
- CE-merkitty henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 riskiluokan II mukaisesti
- Täyttää standardin EN 166:2001 vaatimukset

Tilaustiedot

Tuote-numero	Koko [cm]	Osastolk./Kuljetustlk.
1710	33 x 22	25/100
1711	33 x 17	25/100

Lue lisää osoitteesta www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00150 Helsinki, Suomi. Puh. 0201 622 300.
Mölnlycke- ja BARRIER-tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai usealle Mölnlycke Health Care -konsernin yhtiölle. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1862107


Mölnlycke®