

Aidosti räätälöidyt  
ortopediset ratkaisut



# Kaikki, mitä tiimisi tarvitsee



## Asiantuntevaa neuvontaa

Asiantuntijamme tekevät kanssasi yhteistyötä kustannustehokkaan ja aikaa säästävän ratkaisun löytämiseksi.

# Etuja koko tiimille

Asiakaspalautteen mukaan räätälöidyillä toimenpidepakkauksilla on monia etuja. Yksi ratkaisu ei sovi kaikkeen: jokainen toimenpide on erilainen ja jokaisella sairaalalla on omat toimintatapansa – siksi räätälöimme kullekin sopivan pakkauksen.



## Tuotteita ortopedisiin pakkauksiin

Hyödynnä ratkaisumme kaikki edut varmistamalla, että pakkaukset sisältävät seuraavat tuotteet:

- Savuimukynä
- Kudospesuri
- Ihonsulkuhakaset
- BARRIER®-leikkauslakanat
- BARRIER®-leikkaustakit
- Turvaveitset ja -neulat
- Tarjottimet ja kulhot
- Luuvaha
- Imuletkut ja -kärjet
- Dreeni
- Ommelaineet
- Sidokset
- Lampunkahvansuoja
- Mepilex® Post-Op



- **Ajansäästö:** Valmisteluun, pakkausten avaamiseen ja tuotteiden asettamiseen kuluu vähemmän aikaa, joten toimenpiteitä pystytään tekemään enemmän (aikaa voi säästyä valmisteluajassa kokonaisuudessaan jopa 40 prosenttia<sup>1</sup>)
- **Infektoriski pienenee**, kun avattavia pakkauksia on vähemmän
- **Vähemmän pakkausmateriaalia**, vähemmän jätettä
- **Potilasturvallisuus** ja laadukas hoito varmistuu, kun jokainen toimenpide valmistellaan tarkasti ja johdonmukaisesti
- **Leikkaustiimin työ helpottuu**
- **Logistiikkakustannukset pienenevät<sup>1</sup>**

# Kattava ratkaisu tehokkaampaan toimintaan

Asiantuntijamme tekevät kanssasi läheistä yhteistyötä löytääkseen laajasta komponenttivalikoimastamme parhaan ratkaisun ortopedisiin pakkauksiisi. Tuloksena on täysin räätälöity ortopedinen ratkaisu, joka sisältää kaiken mitä tarvitset kuhunkin toimenpiteeseen – se on sekä kätevää, että kustannustehokasta. Pakkausten värikoodaus auttaa nopeuttamaan valmistelu-aikaa.



jopa **40 %** LYHYEMPI VALMISTELUAIKA  
MAHDOLLISTAA USEAMPIEN  
TOIMENPITEIDEN  
TEKEMISEN<sup>1</sup>.

Pakkausratkaisumme:

- Lyhentää valmistelu-aikaa jopa 40 %<sup>1</sup>
- Tarjoaa aina luotettavan kokoonpanon
- Mahdollistaa toimenpidemäärän nostamisen
- Auttaa vähentämään logistiikkakustannuksia

“Toimenpiteiden määrä kasvoi 18 %. Koko työnkulussa säästyi 1 060 tuntia, mikä toi 51 000 euron säästöt.”

Saksalainen leikkaussalihoitaja Hartmut Freckmann kertoo asiakasräätälöidyistä toimenpidepakkauksista.

Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut



Anna meidän auttaa sinua ja tiimiäsi







## Mitä enemmän lisäät tuotteita pakkaukseesi, sitä enemmän säästät

Asiantuntijamme löytävät kanssasi juuri sinulle ja tiimillesi sopivan ratkaisun.

Autamme sinua ja tiimiäsi koko muutosprosessissa, jolloin saat ratkaisusta vieläkin enemmän lisäarvoa.

Pystymme määrittämään ratkaisun taloudellisen arvon tieteellisten tutkimusten perusteella, sekä antamaan siitä kattavan raportin.

Laskurimme avulla saat käsityksen siitä kuinka paljon voit säästää. Lue lisää aiheesta.

<https://www.molnlycke.fi/tietopankki/pakkauslaskuri/>



Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut



# Kudospesuri\*

Kertakäyttöinen korkeapaineinen kudospesuri puhdistaa luut tehokkaasti ja poistaa jäämät tekonivelleikkauksissa. Se parantaa sementin tunkeutumista hohkaluuhun, mikä edistää implantin kiinnittymistä ja vähentää uusien leikkauksien tarvetta. Se puhdistaa tehokkaasti myös haavan, irrottaa lian ja nekroottisen kudoksen.

## Saatavana kaksi mallia

- AC-virtalähteellä toimiva:** Tässä ympäristöä säästävässä mallissa ei tarvita alkaliparistoja. Käsikappale on kertakäyttöinen ja AC-adapteri uudelleenkäytettävä.
- Paristoilla toimiva malli:** Kätevä malli sisältää käsikappaleeseen integroidun paristokotelon, josta paristot on helppo irrottaa.

## Mukana kaikki tarvittava, ei piilokustannuksia.

- Ergonominen ja miellyttävä käsikappale
- Lyhyt ruiskutusjärki ja roiskeuoja
- Pitkä femoral-kärki
- Integroitu imu ja huuhtelu
- Puhdistustikku mahdollisen tukoksen poistamiseksi femoral-kärjestä

## Yksittäispakattuna tai osana Mölnlycke® asiakasrätälöityä pakkausta

- Kudospesurin ottaminen osaksi asiakasrätälöityjä pakkauksia tehostaa toimintaa
- Saatavana myös yksittäispakattuna

## Suodattimella varustettu revisiokärki

- Lonkan revisioleikkauksiin on olemassa erityinen kärki pienten luu- ja sementtiosien käsittelyyn. Saatavana steriilinä yksittäispakattuna

### Kudospesuri – saatavana Mölnlycke® asiakasrätälöityyn pakkaukseen

Pulsed Lavage Kudospesuri, AC virtalähde (tuotenro. 2322130)

Pulsed Lavage Kudospesuri, paristokäyttöinen (tuotenro. 2324050)

Femur-kanavan harjakärki (AC-virtalähteellä toimivalle) (tuotenro. 2320481)

Femur-kanavan harjakärki (paristokäyttöiselle) (tuotenro. 2325431)



Tuotenro.	Pulsed Lavage Kudospesuri, AC-virtalähde – steriili yksittäispakattu
9750000	Pulsed Lavage Kudospesuri, AC virtalähde
9752000	Verkkovirta-adapteri (AC 100~240 V)
9751000	Femur-kanavan harjakärki
9751001	Lyhyt kärki
9751002	Pitkä kärki
9751003	Lonkan revisiokärki

Tuotenro.	Pulsed Lavage Kudospesuri, paristokäyttöinen – steriili yksittäispakattu
9750003	Pulsed Lavage Kudospesuri, paristokäyttöinen
9751004	Femur-kanavan harjakärki
9751005	Lyhyt kärki
9751006	Pitkä kärki
9751007	Lonkan revisiokärki

\*Lallinen valmistaja: Dongguan Kaiser Technology Co., Ltd, No. 81 Sanjiang Industrial District, 523462 Hengli Town, Dongguan, Guangdong, CHINA.





# Ortopediset leikkauslakanat

Ortopedisten, eri toimenpiteisiin suunniteltujen BARRIER®-leikkauslakanoiden materiaalit ovat imukykyisiä, vahvoja ja helposti peiteltäviä.



## Varma kiinnitys

Integroidut liimareunat varmistavat kiinnityksen ja minimoivat mikro-organismien pääsyn leikkausalueelle.

## Ajansäästö

Toimenpidekohtaiset leikkauslakanat säästävät peittelyaikaa yleiskäyttöisiin leikkauslakanoihin verrattuna. Ne mahdollistavat helpon ja tehokkaan peittelyn yhden henkilön toimesta.

## Entistä parempi suoja

Läpäisemätön materiaali.

## Drisite® Plus

Patentoitu kolmivyöhykkeinen järjestelmä tarjoaa imukykyä, nesteiden hallintaa, läpäisemättömyyttä, mukautuvuutta ja vahvuutta.



### Polven artroskopiaalakana

Integroitu nesteeneräyspussi tehostaa nesteiden hallintaa. Taittelu varmistaa aseptisen peittelyn, joka on helppo tehdä yksin. Soveltuu käyttöön myös kallistetulla pöydällä.

Tuotenro. Tuote Mölnlycke asiakasräätälöityyn pakkaukseen

70105 BARRIER® polven artroskopiaalakana, integroitu nesteeneräyspussi, 260/300 x 320 cm, joustavat aukot 7 cm ja 5 cm



### Lonkkalakana

Imukykyinen alue auttaa pitämään työskentelyalueen kuivana. Integroidut letkunpidikkeet luovat järjestystä työskentelyalueelle. Taittelu varmistaa aseptisen peittelyn.

Tuotenro. Tuote Mölnlycke asiakasräätälöityyn pakkaukseen

70601 BARRIER®-lonkkalakana, dislokaatiopussit, 230/300 x 330 cm, joustava aukko 18 x 22 cm



### Olkapäälakana

Integroitu nesteeneräyspussi tehostaa nesteiden hallintaa. Reilun kokoinen all-in-one malli rantatuoli-asetuksessa tehtäviin olkapäälleikkauksiin. Taittelu varmistaa aseptisen peittelyn.

Tuotenro. Tuote Mölnlycke asiakasräätälöityyn pakkaukseen

70004 BARRIER® Rantatuoli olkapäälakana, integroitu nesteeneräyspussi, 400 x 240 cm, joustava aukko 10 x 10 cm

Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut



# Ortopediset tuotteet asiakasrätälöityihin pakkauksiin

Asiantuntijamme tarjoavat apuaan asiakasrätälöityjen pakkausten koostamiseen ja sopivien tuotteiden valintaan. Voit valita tuotteet laajasta ja laadukkaasta valikoimastamme esimerkiksi polvi-, lonkka- ja olkapääleikkauksiin. Tässä esitetyt tuotteet jotka voidaan valita osaksi ortopedista Mölnlycke® asiakasrätälöityä pakkausta, edustavat vain pientä osaa koko valikoimastamme.

## Surgical Plume Evacuation Pencil -savuimukynä

Leikkaussalin henkilökunta on vaarassa joka kerta kun leikkaussaliin muodostuu kirurgista savua. Ratkaisu on sinun käsissäsi. Se on uusi, ainutlaatuinen Mölnlycke Plume Evacuation Pencil -savuimukynä, ensiluokkainen ratkaisu, joka varmistaa mahdollisimman vähäisen savulle altistumisen ja leikkausalueen selkeän näkyvyyden. Sinun ja potilaidesi turvallisuus on etusijalla.

- Ainutlaatuinen kevyt ja ohut all-in-one malli. Sen integroitu teleskooppitoiminto tarjoaa välittömän ratkaisun sekä syviin että pinnallisiin viiltoihin.
- Mölnlycke Plume Evacuation Pencil on kestävä ratkaisu ilman DEHP:tä tai PVC:tä.
- Erittäin suuri imukapasiteetti (85 l/min) minimoi savulle altistumisen ja mahdollistaa leikkausalueen nopean näkyvyyden.
- Elektrodiin valinta riippuu kunkin toimenpiteen luonteesta.

### Tekniset tiedot

#### Elektrodien valinta:

Ruostumaton teräs **1** nopeisiin ja helppoihin toimenpiteisiin.  
Pinnoitettu PTFE **2** vähentää leikkauksen keskeytymisiä karstan muodostumisen vuoksi.  
Eristetty PTFE **3** vähentää tahattomien kudosaurioiden riskiä ahtaissa kohteissa.


- 360 astetta kääntyvä käsikappale mahdollistaa vapaan liikkeen ja vähentää ranteen väsymistä
- Universaali 22 mm:n liitin sopii kaikkiin savuimukoneisiin
- Kapea läpimitta takaa tarkan hallinnan ja paremman näkyvyyden erityisesti ahtaissa kohteissa
- Kätevä 4 metrin johto



Tuotenro.*	Kuvaus
420102-00	Plume Evacuation Pencil -savuimukynä, SS-elektrodi
420100-00	Plume Evacuation Pencil -savuimukynä, PTFE-elektrodi
420101-00	Plume Evacuation Pencil -savuimukynä, PTFE-elektrodi, eristetty

Saatavana sekä asiakasrätälöityihin pakkauksiin että yksittäispakattuna.

Voit mennä Mölnlycke-portaaliin ja lisätä savuimukynät omiin asiakasrätälöityihin pakkauksiisi tai ottaa yhteyttä Mölnlycke-yhteyshenkilösi.



# All-in-one joustava kirurginen sidos

Mepilex® Border Post-Op -sidokset voivat

- auttaa vähentämään leikkausalueen infektoita (SSI) minimoimalla sidosten vaihdon tarpeen ja ehkäisemällä haavaa ympäröivän ihon vaurioitumista<sup>1-4</sup>
- tukea potilaan liikkumista joustavuutensa ja hellävaraisen kiinnityksensä ansiosta<sup>1-4</sup>
- pienentää sidoksiin liittyviä kustannuksia vähentämällä sidosten vaihdon tarvetta<sup>3,4</sup>.



Tuotenro.*	Kuvaus
496400	Mepilex® Border Post-Op 10x20
496450	Mepilex® Border Post-Op 10x25
496100	Mepilex® Border Post-Op 6x8
496200	Mepilex® Border Post-Op 9x10
496300	Mepilex® Border Post-Op 10 x15
496600	Mepilex® Border Post-Op 10x30
496650	Mepilex® Border Post-Op 10x35

# Ihonsulkuhakaset\*\*

Ihonsulkuhakaset sekä leveänä (W) että normaalina (R) mallina.



Kuvaus
Ihonsulkuhakaset, Visistat, leveä 35W
Ihonsulkuhakaset, Visistat, normaali 35R
Ihonsulkuhakaset, Appose, leveä 35W
Ihonsulkuhakaset, Appose, normaali 35R

\*\*Saatavana vain asiakasräätälöidyissä pakkauksissa

Viitteet: 1. Beele H. et al. A prospective randomized controlled clinical investigation comparing two post-operative wound dressings used after elective hip and knee replacement; Mepilex® Border Post-Op versus Aquacel® Surgical. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020. 2. Dobbelaere A, et al. Comparative study of innovative postoperative wound dressings after total knee arthroplasty. Acta orthopaedica Belgica, 2015. 3. Zarghooni K. et al. Is the use of modern versus conventional wound dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica, 2015. 4. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018

Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut




# Ratkaisut ortopediselle henkilökunnalle

Ergonomiaa ja tehokasta suojaa infektioita vastaan



## Kaksoiskäsineiden käyttö vähentää aluskäsineiden rikkoutumisriskiä 71 %<sup>1</sup>

Biogel® Eclipse Indicator -kaksoiskäsinejärjestelmä on tehokas tapa vähentää altistumisriskiä vaarallisille kontaminaatioille ja infektioille<sup>1</sup>, jotka tulevat myös kalliiksi. Tutkimusten mukaan rikkoutumisista havaitaan Biogel®-reiänilmaisujärjestelmän avulla yli 90 %, kun vastaava luku yksittäisiä käsineitä käytettäessä on 23 % ja kahta tavallista päällyskäsineitä käytettäessä 36 %<sup>2</sup>. Näin turvallisuus on parempi sekä sinun että potilaasi kannalta<sup>3</sup>.



Jos oljenkeltaiseen Biogel-päällyskäsineeseen tulee reikä ja nestettä pääsee kahden käsineen väliin niin tumma aluskäsine paljastaa rikkoutuneen kohdan. Tällöin käyttäjä voi vaihtaa käsineen nopeasti.

## BARRIER® lääkinällinen kasvonsuoja

Bakteerien suodatusteho vähentää bakteerien leviämistä leikkaussalin ilmaan.

## Ultimate leikkaustakki

Nesteitä hylkivät leikkaustakit edistykselliseen suojaukseen. Saatavana läpäisemättömällä etuosalla ja hihoilla, jotka tuovat lisäsuojaa nesteiden läpäisevyyttä vastaan.

Tuoteno.*	Kuvaus
607XX	Biogel Eclipse Indicator®
751XX	Biogel® Eclipse®
7801XX	BARRIER® Ultimate -leikkaustakki, L-XXL

Viitteet: 1. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Tuoteno: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2. 2. Laine T, Aarnio P. Glove perforation in orthopaedic and trauma surgery – A comparison between single, double indicator gloving and double gloving with two regular gloves. J Bone Joint Surg Br. 2004; 86(6):898-900. 3. Tanner J, et al. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 19;(3):CD003087.

# Muistilistasi, kun valitset tuotteita ortopedisiin toimenpiteisiin

Kaikki seuraavat tuotteet voivat sisältyä Mölnlycke® asiakasräätälöityihin pakkauksiin. Valitse niistä tarpeisiisi ja toimintatapoihisi sopivat.

## Ortopedisiä tuotteita asiakasräätälöityihin pakkauksiisi


- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> BARRIER®-leikkauslakanat | <input type="checkbox"/> Neulat                  | <input type="checkbox"/> Savuimukynä                  |
| <input type="checkbox"/> Leikkausliinat           | <input type="checkbox"/> Turvaveitset            | <input type="checkbox"/> Diatermiakynä                |
| <input type="checkbox"/> Läpileikkauskalvo        | <input type="checkbox"/> Neulankerääjä           | <input type="checkbox"/> Sidos                        |
| <input type="checkbox"/> BARRIER® -leikkaustakit  | <input type="checkbox"/> Dreeni                  | <input type="checkbox"/> Elektrodit                   |
| <input type="checkbox"/> Kudospesuri              | <input type="checkbox"/> Ihonmerkkaukynä         | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-Op      |
| <input type="checkbox"/> Ommelaineet              | <input type="checkbox"/> Tarjottimet ja kulhot   | <input type="checkbox"/> Liukumaton instrumenttimatto |
| <input type="checkbox"/> Ihonsulkuhakaset         | <input type="checkbox"/> Lampunkahvansuoja       | <input type="checkbox"/> Time-out liina               |
| <input type="checkbox"/> Imukärjet                | <input type="checkbox"/> Ojennusastia            | <input type="checkbox"/> Kuitu- ja harsotuotteet      |
| <input type="checkbox"/> Imuletkut                | <input type="checkbox"/> Terän irrottaja         | <input type="checkbox"/> Luuvaha                      |
| <input type="checkbox"/> Ruiskut                  | <input type="checkbox"/> Metalliset instrumentit | <input type="checkbox"/> Värikoodaus                  |

Mölnlycke®-portaali

## Kasvata pakkauksista saatavaa hyötyä

Organisaatiosi voi säästää aikaa, rahaa ja jättekustannuksia asiakasräätälöityjen pakkausten avulla. Nyt voit kasvattaa pakkauksista saatavaa arvoa Mölnlycke-portaalin avulla. Asiakkaidemme tarpeet ovat ohjanneet suunnittelun jokaista askelta ja tuloksena on portaali joka tuo:

✓ Hallintaa ✓ Läpinäkyvyyttä ✓ Tehokkuutta



Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut



# Työskentelemme yhdessä ratkaisujen löytämiseksi, jotka tarjoavat uusia standardeja potilaan hoitoon

Voit keskittyä tarjoamaan potilaille erinomaista hoitoa ja samalla turvata omien resurssien riittävyden asiantuntija-apumme ja kattavan innovatiivisen tuotevalikoimamme avulla:

- Kattava valikoima korkealaatuisia leikkauspeitteitä, -takkeja ja muita leikkaussalituotteita
- Laadukkaat Biogel®-leikkauskäsineet
- Markkinoiden johtavat Mölnlycke® asiakasrätälöityjen pakkausten ratkaisut
- Edistyskäsittelyisiä haavanhoitotuotteita urauurtavalla Safetac®-teknologialla
- Mölnlycke®-portaalissa voit rakentaa, analysoida, muuttaa ja arvioida pakkauksia sekä tarkastella pakkausostoja. Portaaliiin on mahdollista saada mukautettuja käyttöoikeuksia.

## Proving it every day

Mölnlyckellä® meitä kaikkia ohjaa sama tavoite: auttaa terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme sitoutuneet osoittamaan sen joka päivä.

Tutustu ortopediseen valikoimaan osoitteessa [molnlycke.fi](http://molnlycke.fi)



Lue lisää osoitteesta [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00150 Helsinki, Suomi. Puh. 0201 622 300.  
Mölnlycke, BARRIER, Biogel, UltraTouch, Indicator, Mepilex ja Safetac -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2021. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU2022110

Teleflex on Teleflex Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.

  
**Mölnlycke®**