


Mölnlycke® Pulsed Lavage

Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut



Paristokäyttöinen



AC virtalähde

Mölnlycke Pulsed Lavage on DEHP vapaa

Kertakäyttöinen korkeapaineinen kudospesuri puhdistaa luut tehokkaasti ja poistaa jäämät tekonivelleikkauksissa. Se parantaa sementin tunkeutumista hohkaluuhun, mikä edistää implantin kiinnittymistä ja vähentää uusien leikkauksien tarvetta. Se puhdistaa tehokkaasti myös haavan, irtonaisen lian ja nekroottisen kudoksen.

Saatavana kaksi mallia

- AC virtalähde: tässä ympäristöystävällisessä mallissa ei tarvita alkaliparistoja. Käsikappale on kertakäyttöinen ja AC-adaptteri uudelleenkäytettävä.
- Paristokäyttöinen: tämä kätevä malli sisältää käsikappaleeseen integroidun paristokotelon, joka helpottaa paristojen poistamista.

Pakkaus sisältää kaiken, joten siihen ei sisälly piilokustannuksia

- Ergonominen ja miellyttävä käsikappale
- Lyhyt suihkutuskärki roiskesuojalla
- Pitkä femur-kärki
- Integroitu imu ja huuhtelu
- Puhdistustikku mahdollisten tukosten poistamiseen

Yksittäispakattuna tai osana Mölnlycke® asiakasräätälöityä pakkausta

- Sisällytä kudospesuri osaksi asiakasräätälöityä toimenpidepakkausta tehokkuuden maksimoimiseksi.
- Saatavilla myös yksittäispakattuna

Lonkan revisiokärki

- Lonkan tekonivelleikkauksiin meillä on erityinen kärki pienten luu- ja sementtiosien käsittelemiseen. Saatavana steriilinä yksittäispakattuna.

* Pulsed Lavagen laillinen valmistaja on Kaiser Medical Technology.

Steriili yksittäispakattu


Tuotenro.	Kuvaus
9750000	Pulsed Lavage Kudospesuri, AC virtalähde
9752000	Verkkovirta-adapteri (AC100–240V)
9751000	Femur-kanavan harjakärki
9751001	Lyhyt kärki
9751002	Pitkä kärki
9751003	Lonkan revisiokärki



Verkkovirralla toimiva



Verkkovirta-adapteri




Femur-kanavan harjakärki




Lonkan revisiokärki

Saatavilla asiakasräätälöityyn pakkaukseen

Tuotenro.	Kuvaus
2322130-00	Pulsed Lavage Kudospesuri, AC virtalähde
2320481-00	Femur-kanavan harjakärki



Lyhyt kärki




Pitkä kärki


Mölnlycke® Pulsed Lavage – Paristokäyttöinen

Steriili yksittäispakattu


Tuotenro.	Kuvaus
9750003	Pulsed Lavage Kudospesuri, paristokäyttöinen
9751004	Femur-kanavan harjakärki
9751005	Lyhyt kärki
9751006	Pitkä kärki
9751007	Lonkan revisiokärki




Paristokäyttöinen



Femur-kanavan harjakärki




Lyhyt kärki



Pitkä kärki

Saatavilla asiakasräätälöityyn pakkaukseen

Tuotenro.	Kuvaus
2324050-00	Pulsed Lavage Kudospesuri, paristokäyttöinen
2325431-00	Femur-kanavan harjakärki



Lonkan revisiokärki

Lue lisää: www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300.
Mölnlycke® -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2021. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1772106