


# Ciseaux monopolaires Mölnlycke®

Solutions de cœlioscopie personnalisées




Pour une dissection, coagulation et section précises et contrôlées des vaisseaux et tissus.

- Instrument à usage unique toujours acéré, évitant les coûts de retraitement et de stérilisation
- Mors Metzenbaum acérés assurant une découpe précise sur toute la longueur de la lame
- Lames en acier inoxydable de qualité supérieure conservant leur tranchant tout au long de la procédure
- Manche parfaitement isolé pour garantir une isolation efficace du courant
- Disponible en deux longueurs de manche (33 et 45cm) et en deux longueurs de mors (18 et 12mm)
- Molette à 360° pour un alignement simple et précis des mors
- Poignée ergonomique assurant un bon confort et contrôle

Disponible en emballage individuel stérile ou en tant que composant de trousse composites Mölnlycke®.



Mors



Ciseaux monopolaires Mölnlycke® – Metzenbaum

N° de réf.	Description	Taille	Longueur du manche	Pièces/disp.
899216	Ciseaux monopolaires Mölnlycke® – Metzenbaum	5mm	33cm	10
899217	Ciseaux monopolaires Mölnlycke® – Metzenbaum mini	5mm	33cm	10
899218	Ciseaux monopolaires Mölnlycke® – Metzenbaum	5mm	45cm	10

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique  
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.  
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00571709)

