


Instruments monopolaires Mölnlycke®

Solutions de cœlioscopie personnalisées



Une gamme complète d'instruments monopolaires à usage unique et de qualité. Cette gamme propose deux modèles de poignée, apportant aux chirurgiens un choix et un confort durables.

Poignée réutilisable

- Poignée ergonomique réutilisable assurant un bon confort et contrôle
- Le design de la poignée permet de passer facilement d'une version réutilisable à l'usage unique
- Mécanisme à cliquet simple et intuitif
- Le mécanisme à cliquet peut être « désactivé ». Un seul instrument, deux options : du confort et de la flexibilité
- Molette 360° pour un alignement précis et pratique des mors
- Pointes de mors robustes à ouverture large et à double articulation pour une application optimale en intervention
- Un assortiment complet concernant la configuration des pointes des mors pour toutes les interventions chirurgicales
- Manche parfaitement isolé pour garantir une parfaite étanchéité

Poignée à usage unique

- Poignée ergonomique à usage unique assurant un bon confort et contrôle
- Mécanisme à cliquet simple et intuitif
- Molette 360° pour un alignement précis et pratique des mors
- Pointes robustes à ouverture large et double articulation
- Un assortiment complet concernant la configuration des pointes des mors pour toutes les interventions chirurgicales
- Manche parfaitement isolé pour garantir une parfaite étanchéité

Disponible en emballage individuel stérile ou en tant que composant de trousse composites Mölnlycke®.



Pince de préhension droite



Pince à dissection de Maryland



Pince de préhension Clinch



Pince de préhension Babcock



Pince de préhension à dents de rat



Pince de préhension bec de canard



Pince de préhension intestinale



Pince de préhension droite – ajourée

Type usage unique



Poignée à usage unique




Poignée à usage unique Maryland

N° de réf.	Description	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899200	Pince de préhension droite avec cliquet	5mm	33cm	10
899201	Pince à dissection Maryland	5mm	33cm	10
899202	Pince de préhension Clinch avec cliquet	5mm	33cm	10
899203	Pince de préhension Babcock avec cliquet	5mm	33cm	10
899204	Pince de préhension à dents de rat avec cliquet	5mm	33cm	10
899205	Pince de préhension bec de canard avec cliquet	5mm	33cm	10
899206	Pince de préhension intestinale avec cliquet	5mm	33cm	10
899207	Pince de préhension droite avec cliquet – ajourée	5mm	33cm	10

Type réutilisable



Poignée réutilisable



Poignée réutilisable Maryland

N° de réf.	Description	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899208	Pince de préhension droite avec contrôle de cliquet	5mm	33cm	10
899209	Pince à dissection Maryland	5mm	33cm	10
899210	Pince de préhension Clinch avec contrôle de cliquet	5mm	33cm	10
899211	Pince de préhension Babcock avec contrôle de cliquet	5mm	33cm	10
899212	Pince de préhension à dents de rat avec contrôle de cliquet	5mm	33cm	10
899213	Pince de préhension bec de canard avec contrôle de cliquet	5mm	33cm	10
899214	Pince de préhension intestinale avec contrôle de cliquet	5mm	33cm	10
899215	Pince de préhension droite avec contrôle de cliquet – ajourée	5mm	33cm	10

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00561709)

