




- Skulderlegg gir bevegelsesfrihet for overkroppen
- Ermene i frakken er posisjonert fremover, dette gir en naturlig og behagelig arbeidsstilling
- Lange ermer gir bevegelsesfrihet og reduserer risikoen for at hanskene sklir ned

BARRIER® operasjonsfrakk – Classic

- Myk for økt komfort
- Væskeavvisende spunlace materiale for medium væskebeskyttelse
- Ergonomisk designet for bedre bevegelsesfrihet
- Passer til de fleste inngrep
- Finnes i Standard Performance og High Performance¹

Standard Performance	Art.nr	Beskrivelse	Str	Lengde	Vidde	Eske/ Kartong
	650101	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	M	121 cm	134 cm	20/40
	650102	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	L	121 cm	154 cm	20/40
	650104	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	L-L	131 cm	154 cm	20/40
	650105	Operasjonsfrakk SP	L-L	131 cm	154 cm	22/44
	650108	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XL	132 cm	174 cm	18/36
	650110	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	650111	Operasjonsfrakk SP	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	650114	Operasjonsfrakk, to håndklær, innpakket	XXL-L	148 cm	184 cm	18/36
	650113	Operasjonsfrakk, to håndklær, innpakket	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32

SP = Standard Performance

Tie Back Standard Performance	Art.nr	Beskrivelse	Str	Lengde	Vidde	Eske/ Kartong
	640101	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	L	120 cm	147 cm	20/40
	640102	Operasjonsfrakk SP, ett håndkle	L	120 cm	147 cm	22/44
	640103	Operasjonsfrakk SP, ett håndkle	XL-L	141 cm	167 cm	20/40

- Ikke-overlappende rygg gir god komfort

SP = Standard Performance

High Performance	Art.nr	Beskrivelse	Str	Lengde	Vidde	Eske/ Kartong
	660101	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	L	121 cm	154 cm	18/36
	660102	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	660103	Operasjonsfrakk HP	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	660105	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL	132 cm	174 cm	16/32
	660113	Operasjonsfrakk HP	XL	132 cm	174 cm	18/36
	660106	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL-L	145 cm	174 cm	16/32
	660107	Operasjonsfrakk HP	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	660111	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XXL-L	148 cm	184 cm	16/32
	660110	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32

- Væsketett forsterkning som går godt over albuen
- Absorberende og myk for bedre komfort

- En væsketett forsterkning i front minimerer risiko for gjennomtrengning
- Materiale som puster gir god komfort

HP = High Performance



Frakkemateriale	Bolen og ermene: Cellulose/polyester nonwoven Frontforsterkning: Pustende polyetylen plastfilm. Ermforsterkning: Polyetylen plastifilm, viskose/polyester nonwoven.
Produktklasse	Operasjonsfrakk (SP): EN 13795:2011 Standard Performance og ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 2. Operasjonsfrakk (HP): EN 13795:2011 High Performance og ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. ^{1,2}
Innpakning	Enkeltpakke frakker i dobbelt bokssystem sikrer beskyttelse mot støv, fuktighet og skade under transport. Vakuumpakking optimaliserer håndtering og lagringsplass.
Miljø	Mölnlycke Health Care streber etter så lav påvirkning på miljøet som mulig uten at det går ut over produkteneffektivitet og sikkerhet.

Referanser

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Finn ut mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo 22 70 63 70.

Mölnlycke Health Care og BARRIER® navn og logo er registrert globalt for Mölnlycke Health Care.
© 2015. Mölnlycke Health Care AB. Forbeholdt alle rettigheter. NOSU0031507

