




- Ikke-overlappende rygg gir god komfort
- Ugjennomtrengelig forsterkning i ermene for å minimere risikoen for gjennomtrenging av væske
- Absorberende og myk som gjør den komfortabel
- Ugjennomtrengelig for væske fra brystet og ned for økt beskyttelse

## BARRIER® urologifrakk – Classic

- Væskeavvisende spunlace materiale for standard beskyttelse
- Ugjennomtrengelig for væske fra brystet og ned for økt beskyttelse
- Designet for sittende kirurgi for økt beskyttelse og fleksibilitet
- Passer for inngrep med mye væskesprut
- Finnes i High Performance!

High Performance	Art.nr	Beskrivelse	Str	Lengde	Vidde	Eske/kartong
	670301	Operasjonsfrakk HP] to håndklær, innpakket	L	141 cm	180 cm	16/32
	670302	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL	160 cm	180 cm	16/32

HP = High Performance



<b>Frakkemateriale</b>	Bolen og ermene: Nonwoven pulp/polyester fibre og polyetylen plastfilm. Frontforsterkning: Polyetylen plastfilm. Ermforsterkning: Polyetylen plastfilm, viskose/polyester nonwoven.
<b>Produktklasse</b>	High performance: EN 13795:2011 High Performance og ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. <sup>1,2</sup>
<b>Innpakning</b>	Enkelpakkede frakker i dobbelt bokssystem sikrer beskyttelse mot støv, fukt og skade under transport og lagring. Vakumpakkede frakker i dobbelt bokssystem sikrer perfekte forhold og optimal lagringsplass.
<b>Miljø</b>	Mölnlycke Health Care streber etter så lav påvirkning på miljøet som mulig uten at det går ut over produkteneffektivitet og sikkerhet.

#### Referanser

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Finn ut mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo 22 70 63 70.

Mölnlycke Health Care og BARRIER® navn og logo er registrert globalt for Mölnlycke Health Care.  
© 2015. Mölnlycke Health Care AB. Forbeholdt alle rettigheter. NOSU0061507

