



## Monopolare instrumenter

Et omfattende sortiment av førsteklasses 5 mm monopolare engangsinstrumenter, med to ulike design som gir kirurgen maksimal valgfrihet og praktisk håndtering.

### Håndtak med flergangsdesign

- Ergonomisk og bekvemt håndtak med flergangsdesign, gir kirurgen full kontroll
- Spesifikk design muliggjør enkel endring av instrumentene fra flergangsbruk til engangsbruk
- Enkel, intuitiv trinnvis lås
- For maksimal fleksibilitet og anvendelighet kan låsen "slås av", slik at samme instrument kan brukes både med og uten trinnvis lås
- Praktisk 360° hjul som roteres med fingeren, gir nøyaktig justering av kjevetuppen
- Robust, dobbeltleddet kjeve som kan åpnes helt, gir optimal fleksibilitet under en prosedyre
- Omfattende sortiment av kjeve-konfigurasjoner gir kirurgen maksimal valgfrihet
- Helisolert skaft sikrer effektiv strømisolering

### Håndtak med engangsdesign

- Ergonomisk og bekvemt håndtak for engangsbruk, gir kirurgen full kontroll
- Enkel, intuitiv trinnvis lås
- Praktisk 360° hjul som roteres med fingeren, gir nøyaktig justering av kjevetuppen
- Robust, dobbeltleddet kjeve som kan åpnes helt
- Omfattende sortiment av kjeve-konfigurasjoner gir kirurgen maksimal valgfrihet
- Helisolert skaft sikrer effektiv strømisolering

Tilgjengelig både som sterile, enkeltpakke produkter og for bruk i ProcedurePak®-brett



## Engangsdesign



Håndtak med engangsdesign



Maryland håndtak med engangsdesign

Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899200	Rett fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899201	Maryland disseksjonstang	5 mm	33 cm	10/100
899202	Clinch fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899203	Babcock fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899204	Rat tooth fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899205	Duckbill fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899206	Intestinal fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899207	Rett fetttang med trinnavis lås – fenestrert	5 mm	33 cm	10/100

## Flergangsdesign



Håndtak med flergangsdesign



Maryland håndtak med flergangsdesign

Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899208	Rett fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899209	Maryland disseksjonstang	5 mm	33 cm	10/100
899210	Clinch fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899211	Babcock fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899212	Rat tooth fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899213	Duckbill fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899214	Intestinal fetttang med trinnavis lås	5 mm	33 cm	10/100
899215	Rett fetttang med trinnavis lås – fenestrert	5 mm	33 cm	10/100

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Molnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge Tlf. + 47 22 70 63 70.

Varemerkene, navnene og logoene Molnlycke Health Care og ProcedurePak® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i Molnlycke Health Care Group of Companies. © 2016. Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. HQSU0103