



# Avance® Solo og Avance® Solo Adapt sortiment:

- Alle produktene leveres i steril innerpakning.
- Avance® Solo og Avance® Solo Adapt leveres i et modulært format for å tillate brukeren å velge i henhold til deres behov, og for å minimere potensialet for fullt lager eller avfall.
- Steril innerpakning.
- Eske: en eske kan inneholde mer enn en enkel steril innerpakning.
- Kartong: en kartong kan inneholde mer enn en eske. Kartongen er laget av solid papp som er egnet for frakt.

## Avance® Solo sortiment

Art.nr.	Beskrivelse	Innhold, sterilt	Antall i eske	Antall i kartong
<b>Avance Solo komplette sett</b>				
8881020	Avance Solo komplett sett 10 x 20	Pumpe + kanister 50 ml + 4 x AA batterier + 10 x 20 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + bæreanordning	1	2
8881030	Avance Solo komplett sett 10 x 30	Pumpe + kanister 50 ml + 4 x AA batterier + 10 x 30 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + bæreanordning	1	2
8881035	Avance Solo komplett sett 10 x 35	Pumpe + kanister 50 ml + 4 x AA batterier + 10 x 35 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + bæreanordning	1	2
<b>Avance Solo pumpesett</b>				
8880050	Avance Solo pumpesett	Pumpe + kanister 50 ml + 4 x AA batterier + bæreanordning	1	2
<b>Bandasjer</b>				
881020	Avance Solo border-bandasje 10 x 20 cm	10 x 20 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + 6 fikseringsstrips	2	4
881030	Avance Solo border-bandasje 10 x 30 cm	10 x 30 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + 6 fikseringsstrips	2	4
881035	Avance Solo border-bandasje 10 x 35 cm	10 x 35 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + 6 fikseringsstrips	2	4
881515	Avance Solo border-bandasje 15 x 15 cm	15 x 15 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + 6 fikseringsstrips	2	4
881520	Avance Solo border-bandasje 15 x 20 cm	15 x 20 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + 6 fikseringsstrips	2	4
881530	Avance Solo border-bandasje 15 x 30 cm	15 x 30 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + 6 fikseringsstrips	2	4
882020	Avance Solo border-bandasje 20 x 20 cm	20 x 20 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + 6 fikseringsstrips	2	4
882525	Avance Solo border-bandasje 25 x 25 cm	25 x 25 cm border-bandasje med Safetac® silikonheft + 6 fikseringsstrips	2	4
<b>Tilleggssortiment</b>				
880050	Avance Solo kanister	Kanister 50 ml	4	8
882000	Avance Solo skum-sårfiller	Skum-sårfiller 1,5 x 10 x 12 cm	4	8

## Avance® Solo Adapt sortiment

Art.nr.	Beskrivelse	Innhold, sterilt	Antall i eske	Antall i kartong
9994152	Avance Solo Adapt komplett sett	Pumpe + kanister 50 ml + 4 x AA batterier + Safetac® film 20 x 27 cm + skum 3 x 8 x 10 cm + bæreanordning	1	2
994152	Avance Solo Adapt skum, film, koblingsport med slange	Safetac® film 20 x 27 cm + skum 3 x 8 x 10 cm + koblingsport med slange	5	10
994000	Avance Solo Adapt Film	Safetac® film 20 x 27 cm	5	10

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AB, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo.  
 Besøksadresse: Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Telefon 22 70 63 70. The Mölnlycke, Avance and Safetac trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2021.  
 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC2222106



# Avance<sup>®</sup> Solo og Avance<sup>®</sup> Solo Adapt

Produktbeskrivelse



# Avance® Solo

## – Kirurgiske lukkede sår og

### 1 Pumpe, kanister og bandasje

De tre settene som er tilgjengelig i Avance Solo sortimentet er utviklet for å forenkle appliseringen av bandasjen på lukkede snitt i operasjonssalen. Disse settene inneholder alt som kreves for påføring og oppstart av behandlingen uten duplikasjoner for å unngå avfall. En pumpe og kanister, bandasje med Safetac® silikonheft og fikseringsstrips i en eske. 4 x AA litium batterier.



### 2 Avance Solo pumpe og kanister

Avance Solo pumpe er alltid pakket i en eske som inneholder;


1. Pumpe
2. Bæreanordning
3. 50 ml kanister med slange og kobling
4. 4 x AA litium batterier



# åpne sår (ciNPT og dNPWT)

## 3 Bandasjer

De åtte ulike bandasje-størrelsene leveres i esker som inneholder to sterile innerpakninger. På hver bandasje er det festet en slange med koblingsport, og det følger med seks fikseringsstrips med limheft. Bandasjen har Safetac® silikonheft.



## 4 Avance Solo kanister og skum-sårfiller


Kanister og skum-sårfiller leveres individuelt pakket i sterile innerpakninger. En eske inneholder fire innerpakninger. På kanisteret er det festet en slange med kobling.



# Avance® Solo Adapt – Trykksår

## 1 Avance Solo Adapt

Avance® Solo Adapt systemet bruker samme pumpe og kanisteret som Avance® Solo. For Avance® Solo Adapt kobles pumpen til Safetac® filmen. Denne filmen kan klippes og tilpasses, og støtter applisering over områder som er vanskelige å bandasjere som for eksempel sakrum.



## 2 Avance Solo Adapt Film sett

Settet leveres med individuelt pakket innerpakning som inneholder; Safetac® film, Avance Solo Adapt skum og slange med kobling.



## 3 Safetac Film

Safetac® film leveres i sterile innerpakninger. Innerpakningen inneholder en film.

