

- Lage ademweerstand
- Bacteriële filterefficiëntie > 98%
- Extra lange knooplinten
- EN14683:2014, type II

Afhankelijk van de ingreep, hebt u keuze uit verschillende special maskers

Keuze uit:

- Spatscherm
- Zachte binnenlaag
- Antiwasem
- Vormhouder beperkt het contact met de mond
- Antireflectie
- Extra breed voor betere gezichtsbedekking
- Oorlussen
- Knooplinten



BARRIER® creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer patiënten door efficiëntere zorg

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Onze innovatieve en procedure-specifieke oplossingen worden aangevuld door voordelen op het gebied van levering, permanente ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, inspanning en kosten zodat u meer patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg.



657010



657030



657100



658000



658010



658030



658200



658300



4231



4233



4238



428801



Referentie	Type	Knooplinten	Oorlussen	Antiwasem	Spatscherm	Spat bestendig	Zacht	Extra breed	Vormhouder knooplinten	Vormhouder oorlussen	Antireflectie oorlussen	Antireflectie knooplinten	Verpakking	Kleur
657010	II	•		•									50/500	●
657030	II	•		•	•							•	50/300	●
657100	II	•						•					60/360	●
658000	II	•							•				60/600	●
658010	II	•		•					•				50/500	●
658030	II	•		•	•				•			•	50/300	●
658200	II		•							•			50/300	●
658300	II	•					•		•				50/500	○
4231	II	•		•									60/360	●
4233	II	•											50/500	●
4238	II	•		•									60/600	●
428801	II	•		•									50/500	●