

Mölnlycke® afneembare endopouch

Laparoscopische oplossingen op maat



De Mölnlycke® afneembare endopouch is een uniek hulpmiddel waarmee de chirurg op een eenvoudige, snelle en veilige manier geresceerde weefsels en organen kan verzamelen. Omdat de zak afneembaar is, is het voor de chirurg heel gemakkelijk om het ophalen van verzameld weefsel uit te stellen. Dankzij de draad aan de zak kan het materiaal snel worden verzameld en verwijderd indien nodig, maar is het ook mogelijk om de trocarcanule te blijven gebruiken voor het wisselen van instrumenten zonder verlies van het pneumoperitoneum.

- Het unieke ontwerp staat garant voor eenvoudig, intuïtief gebruik
 - Zelfopenende zak voor snelle en eenvoudige verzameling van weefsel of organen
 - Sterke metalen ring voor een eenvoudig gebruik en een grote, permanente zakopening voor het verzamelen van zelfs moeilijk bereikbare weefsels/organen
 - Uiterst sterke, scheurvaste, niet-poreuze zak, waardoor infecties aan de trocaropening en carcinoma tot een minimum worden beperkt
 - Maximaal comfort dankzij de afneembare zak die later kan worden verwijderd
 - Verkrijgbaar in verschillende afmetingen, zodat alle soorten weefsel en organen kunnen worden verzameld
 - Latex- en DEHP-vrij
- Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.



Mölnlycke® afneembare endopouch

Ref. nr.	Beschrijving	Afmetingen	Afmetingen zak (mm)	Volume	Stuks/disp.
899102	Mölnlycke® afneembare endopouch	10mm	9x14,5cm	250ml	5
899103	Mölnlycke® afneembare endopouch	10mm	13x18cm	600ml	5
899112	Mölnlycke® afneembare endopouch	12mm	19x23cm	1150ml	5
899104	Mölnlycke® afneembare endopouch	15mm	19x23cm	1150ml	5

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
 Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52

De Mölnlycke naam, logo en merknaam zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
 © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00511709)

