

# Mölnlycke® monopolaire schaar

Laparoscopische oplossingen op maat




Voor een precieze, gecontroleerde dissectie, coagulatie en doorknippen van bloedvaten en weefsel.

- Handig, altijd scherp disposable instrument dat recycling- en sterilisatiekosten overbodig maakt
- Scherpe Metzenbaum bladen staan garant voor een nauwkeurige snijbeweging over de volledige lengte van het blad
- Roestvrij stalen bladen van topkwaliteit die gedurende de volledige ingreep scherp blijven
- De volledig geïsoleerde schacht staat garant voor een doeltreffend gebruik zonder stroomverlies
- Schacht verkrijgbaar in 2 lengten: 33cm en 45cm, bladen verkrijgbaar in 2 lengten: 18mm en 12mm (mini)
- 360° draaiwiel voor een nauwkeurige en vlotte uitlijning van de bladen en de punt
- Ergonomische handgreep, voor comfort en controle

Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.



Schaarblad



Mölnlycke® monopolaire schaar – Metzenbaum

Ref. nr.	Beschrijving	Afmetingen	Lengte schacht	Stuks/disp.
899216	Mölnlycke® monopolaire schaar – Metzenbaum	5mm	33cm	10
899217	Mölnlycke® monopolaire schaar – mini Metzenbaum	5mm	33cm	10
899218	Mölnlycke® monopolaire schaar – Metzenbaum	5mm	45cm	10

Meer informatie vindt u op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl) en [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82  
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52

De Mölnlycke naam, logo en merknaam zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.  
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00571709)

