





- De plooien aan de schouders zorgen voor bewegingsvrijheid van het bovenlichaam
- De voorwaarts gerichte mouwen zijn aangepast aan de natuurlijke werkhouding
- De lange mouwen bevorderen bewegingsvrijheid en verminderen het risico op het afglijden van de handschoenen

BARRIER® operatiejas – Classic


- Zacht materiaal voor een hoog draagcomfort
- Vochtafstotend spunlace materiaal voor een standaard bescherming
- Ergonomisch design zorgt voor bewegingsvrijheid
- Geschikt voor de meeste ingrepen
- Deze jassen zijn beschikbaar in Standard en High Performance¹

Standard Performance	Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Lengte	Breedte	Verpakking
	650101	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	M	121 cm	134 cm	20/40
	650102	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	L	121 cm	154 cm	20/40
	650104	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	L-L	131 cm	154 cm	20/40
	650106	OJ SP, met duimlussen, 2 handdoekjes, ingepakt	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	650107	OJ SP, met masker, 2 handdoekjes, ingepakt	L-L	131 cm	154 cm	20/40
	650108	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	XL	132 cm	174 cm	18/36
	650110	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	650112	OJ SP, ingepakt	2 x XL-L + 1 x L-L			6/12
	650114	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	XXL-L	148 cm	184 cm	18/36
	650113	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32

OJ = Operatiejas SP = Standard Performance

Tie Back Standard Performance	Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Lengte	Breedte	Verpakking
 <ul style="list-style-type: none"> Niet-overlappende rugzijde voor thermisch comfort 	640101	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	L	120 cm	147 cm	20/40
	640102	OJ SP, 1 handdoekje	L	120 cm	147 cm	22/44
	640103	OJ SP, 1 handdoekje	XL-L	141 cm	167 cm	20/40

OJ = Operatiejas SP = Standard Performance

High Performance	Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Lengte	Breedte	Verpakking
 <ul style="list-style-type: none"> Ondoordringbare versterking aan de mouwen om risico op vochtdoorslag te voorkomen Absorberend en zacht materiaal <ul style="list-style-type: none"> Ondoordringbare versterkte kritische zone om risico op vochtdoorslag te voorkomen Ademend voor meer comfort 	660101	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	L	121 cm	154 cm	18/36
	660102	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	660104	OJ HP, met masker en duimlussen, 2 handdoekjes, ingepakt	L-L	131 cm	154 cm	16/32
	660105	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	XL	132 cm	174 cm	16/32
	660106	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	XL-L	145 cm	174 cm	16/32
	660108	OJ HP, met masker en duimlussen, 2 handdoekjes, ingepakt	XL-L	145 cm	174 cm	16/32
	660109	OJ HP, ingepakt	2 x XL-L + 1 x L-L			6/12
	660111	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	XXL-L	148 cm	184 cm	16/32
	660110	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32

OJ = Operatiejas HP = High Performance



Materialen jas	Jas en mouwen: Nonwoven pulp/polyester vezels. Versterking voorpand: Polyethyleen plastic film (ademend). Versterking mouwen: Polyethyleen plastic film, viscose/polyester nonwoven.
Product classificatie	Standard performance operatiejassen: European Standard EN 13795:2011 Standard Performance and ANSI/AAMI PB70:2012 level 2. High performance operatiejassen: European Standard EN 13795:2011 High Performance and ANSI/AAMI PB70:2012 level 3. ^{1,2}
Verpakking	Per stuk vacuüm verpakte jassen, geleverd in een dubbel verpakkingsysteem. De vacuüm verpakking zorgt voor een optimaal gebruik van opslagruimte.
Milieu	Het beleid van Mölnlycke Health Care is erop gericht om de mogelijke impact op het milieu te minimaliseren zonder de efficiëntie en betrouwbaarheid van onze producten en service in gevaar te brengen. Een correct milieubeleid is een prioriteit in al onze vestigingen wereldwijd.

Referenties

1. Europese Norm EN 13795:2011 Chirurgisch afdek materiaal, operatiejassen en clean air suits, gebruikt als medische hulpmiddelen voor patiënten, klinisch personeel en apparatuur – Algemene eisen voor fabrikanten, bewerkers en producten, beproevingsmethoden, prestatie-eisen en prestatieniveaus. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Bescherming tegen vloeistofpenetratie en classificatie van beschermkleding en afdek materiaal voor gebruik in instellingen voor gezondheidszorg.

Voor meer informatie: www.molnlycke.be
www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72, B2, 2600-Berchem. Tel.: 0032 (0)3 286 89 50 - Fax: 0032 (0)3 286 89 52
Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD Breda. Tel.: 0031 (0)76 521 96 63 - Fax: 0031 (0)76 522 17 82

Mölnlycke Health Care en BARRIER® zijn wereldwijd gedeponeerde merken en logo's van Mölnlycke Health Care AB of een van haar dochterondernemingen. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. [NLSU00041508]

