



PROVING IT

EVERY DAY

Somos Mölnlycke, uma empresa líder de soluções médicas a nível mundial

A NOSSA MISSÃO

A nossa missão é melhorar os resultados do setor da saúde em todo o mundo, e desejamos fornecer, a todos os profissionais de saúde, soluções que lhes permitam conseguir os melhores resultados.

98

países

onde estamos presentes

7.541

empregados em todo o mundo



Sede
Gotemburgo,
Suécia

99%

propriedade da Investor AB

resto de diretivos

1.429M

vendas globais anuais

em EUR (2016)



Melhorar os resultados na saúde

Esta é a nossa motivação todos os dias. Centramo-nos nos detalhes que fazem com que as nossas soluções sejam mais eficazes. Tudo para ajudar os nossos clientes a oferecer uma melhor experiência aos seus pacientes, de conseguir aumentar a rentabilidade e de serem ainda mais eficientes.

Ajudamos....

Ouvindo

Colaboramos com profissionais de saúde e pacientes para compreender as suas necessidades. Assim desenhamos soluções que melhorem os seus resultados.

Produzindo evidência

Utilizando um rigoroso método científico, produzimos evidência clínica e de economia da saúde, demonstrando que as nossas soluções são custo-efetivas, e que apoiam os melhores resultados.

Melhorando constantemente

Procuramos sempre melhorar. Focalizamo-nos nos detalhes que fazem com que as nossas soluções sejam mais efetivas, oferecendo mais valor em cada investimento.

Formando

Estamos em constante aprendizagem e partilhamos o nosso conhecimento através de formações, vídeos, workshops e seminários on-line e presenciais. Colaboramos com especialistas para criar protocolos e melhorar as políticas de saúde.

Criando relações

Desenvolvemos relações de confiança e somos parceiros dos profissionais de saúde, das organizações e empresas do setor. Entendemos a importância da confiança, e fazemos o possível para construí-la e mantê-la.

Alginatos e hidrofibras

Melgisorb® Plus



Designação

Penso de alginato com elevada capacidade de absorção e retenção

Melgisorb® Ag



Designação

Penso de alginato antimicrobiano com prata y carboximetilcelulose. Elevada capacidade de absorção

Exufiber



Designação

Penso de fibras de 100% de polivinil de álcool (PVA)

Exufiber® Ag+



Designação

Penso antimicrobiano de fibras de 100% de polivinil de álcool (PVA) com prata iónica

Lâminas de contacto

Mepitel® SafetaC TECHNOLOGY



Designação

Lâmina de contacto não aderente com silicone de duas faces

Mepitel® One SafetaC TECHNOLOGY



Designação

Lâmina de contacto não aderente com silicone de uma só face

Mepitel® Film SafetaC TECHNOLOGY



Designação

Penso de silicone transparente para proteção da pele

Mepilex® Transfer SafetaC TECHNOLOGY



Designação

Espuma de poliuretano sem filme posterior, com silicone para transferência de exsudado

Espumas sem rebordo

Mepilex® 



Designação

Espuma de poliuretano com silicone sem rebordo

Mepilex® Lite 



Designação

Espuma fina de poliuretano com silicone sem rebordo

Mepilex® XT 



Designação

Espuma de poliuretano com silicone, canais de absorção verticais, sem rebordo

Pensos multicamada com rebordo

Mepilex® Border 



Designação

Espuma poliuretano multicamada com rebordo e silicone. 5 camadas.

Mepilex® Border Flex 



Designação

Espuma poliuretano multicamada com rebordo, corpo de absorção flexível, silicone e oval

Mepilex® Border Flex 



Designação

Espuma poliuretano multicamada com rebordo, corpo de absorção flexível e silicone, estrutura de visualização e controle a carga bacteriana

Mepilex® Border Sacrum 



Designação

Espuma poliuretano com rebordo e silicone multicamadas para a região sagrada. 5 camadas.

Mepilex® Border Heel 



Designação

Espuma poliuretano com rebordo e silicone multicamadas para o calcanhar. 5 camadas.

Pensos multicamada com rebordo

Mepilex® Border Lite SafetaE TECHNOLOGY



Designação

Espuma poliuretano fina com rebordo e silicone multicamadas. 3 camadas.

Penso post-cirúrgico

Mepilex® Border Post-Op SafetaE TECHNOLOGY



Designação

Penso Pós Cirúrgico com fibras de poliacrilato super absorventes, com silicone transparente e flexível.

Pensos antimicrobianos

Mepilex® Transfer Ag SafetaC TECHNOLOGY



Designação

Espuma de poliuretano sem filme posterior, com silicone para transferência de exsudado, com prata iónica e carvão activado

Mepilex® Ag SafetaC TECHNOLOGY



Designação

Espuma de poliuretano antimicrobiana com prata iónica, carvão activado e silicone sem rebordo

Mepilex® Border Ag SafetaC TECHNOLOGY



Designação

Espuma de Poliuretano antimicrobiana com rebordo de silicone, 5 camadas super absorventes, com carvão activado e prata

Mepilex® Border Sacrum Ag SafetaC TECHNOLOGY



Designação

Espuma de Poliuretano antimicrobiana com rebordo de silicone, 5 camadas super absorventes, com carvão activado e Prata. Para Região Sagrada

Alginatos e hidrofibras - Indicações

Melgisorb® Plus

Designação	Penso de alginato com elevada capacidade de absorção e retenção			
Composição	<ul style="list-style-type: none">• Penso 100% alginato (70% iões de cálcio e 30% iões de sódio)• Ácido Gulurônico: 70%• Ácido Manurônico: 30%			
Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Capacidade de absorção: 31g/100cm²• Capacidade de retenção: 20g/100cm²• Elevada integridade• Elevada resistência à tracção quando molhado para uma remoção do penso sem resíduos e de uma só peça• Recortável• Auxiliar na limpeza da ferida			
Indicações	<ul style="list-style-type: none">• Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto• Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e quistos pilonidais• Feridas oncológicas• Zonas dadoras			
Apresentação	<ul style="list-style-type: none">• Penso			
Medidas	5 x 5	10 x 10	15 x 15	3 x 45
Modo de aplicação	<ul style="list-style-type: none">• Requer penso secundário para fixação			

Melgisorb® Ag

Designação	Penso de alginato antimicrobiano com carboximetilcelulose y prata. Elevada capacidade de absorção			
Composição	<ul style="list-style-type: none">• Penso alginato com prata iónica (96% iões de cálcio e 4% iões de sódio)• 1,2mg/cm² sulfato de prata• Alginato 85% CMC 15%• Ácido Gulurônico: 70%• Ácido Manurônico: 30%			
Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Capacidade de absorção e retenção elevada (24g/100cm²)• Antimicrobiano• Elevada integridade• Elevada resistência à tracção quando molhado para uma remoção do penso sem resíduos e de uma só peça• Recortável• Auxiliar na limpeza da ferida			
Indicações	<ul style="list-style-type: none">• Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto• Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e quistos pilonidais• Feridas oncológicas• Feridas infectadas• Zonas dadoras			
Apresentação	<ul style="list-style-type: none">• Penso			
Medidas	5 x 5	10 x 10	15 x 15	3 x 44
Modo de aplicação	<ul style="list-style-type: none">• Requer penso secundário para fixação			

Exufiber

Designação	Penso de fibras de 100% de polivinil de álcool (PVA)				
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Penso composto por fibras gelificantes 100% de PVA • Fibras entrelaçadas em todas as direções e fixadas mecanicamente entre si 				
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de absorção e retenção elevada • Elevada integridade • Controla a carga bacteriana • Elevada resistência à tracção quando molhado para uma remoção do penso sem resíduos • Recortável • Auxiliar na limpeza da ferida 				
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto • Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e quistos pilonidais • Feridas oncológicas • Zonas dadoras 				
Apresentação	• Penso				
Medidas	5 x 5	10 x 10	15 x 15	20 x 50	2 x 45
Modo de aplicação	• Requer penso secundário para fixação				

Exufiber® Ag+

Designação	Penso antimicrobiano de fibras de 100% de polivinil de álcool (PVA) y prata				
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Penso composto por fibras gelificantes 100% de PVA • Fibras entrelaçadas em todas as direções e fixadas mecanicamente entre si • 0,2mg/cm² sulfato de prata 				
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de absorção e retenção elevada • Elevada integridade • Elevada resistência à tracção quando molhado para uma remoção do penso sem resíduos • Recortável • Auxiliar na limpeza da ferida • Efeito antimicrobiano continuado até 7 dias 				
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Feridas infetadas • Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto • Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e quistos pilonidais • Feridas oncológicas • Zonas dadoras 				
Apresentação	• Penso				
Medidas	5 x 5	10 x 10	10 x 12	15 x 15	20 x 30 2 x 45
Modo de aplicação	• Requer penso secundário para fixação				

Lâminas de contacto - Indicações

Mepitel®

Designação	Lâmina de contacto não aderente com silicone de duas faces		
Composição	<ul style="list-style-type: none">• Rede elástica de poliuretano porosa com duas faces micro-aderentes com silicone		
Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Minimiza a dor e o traumatismo nas trocas de penso• Pode permanecer na ferida até 7 dias o que assegura uma cicatrização sem interrupções• Minimiza o risco de maceração• Não deixa resíduos• Transparente para uma fácil inspeção• Adaptável aos contornos do corpo sendo confortável• Hipoalergénico• Permeável a trocas gasosas		
Indicações	<ul style="list-style-type: none">• Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto• Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e quistos pilonidais• Feridas oncológicas• Zonas dadoras		
Apresentação	<ul style="list-style-type: none">• Penso		
Medidas	7,5 x 10	10 x 18	20 x 30
Modo de aplicação	<ul style="list-style-type: none">• Requer penso secundário para fixação		

Mepitel® One

Designação	Lâmina de contacto não aderente com silicone de uma só face			
Composição	<ul style="list-style-type: none">• Rede elástica de poliuretano porosa com uma única face micro-aderente com silicone			
Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Minimiza a dor e o traumatismo nas trocas de penso• Pode permanecer na ferida até 14 dias o que assegura uma cicatrização sem interrupções• Apenas adere numa das faces de contacto• Minimiza o risco de maceração• Não deixa resíduos• Transparente para uma fácil inspeção• Adaptável aos contornos do corpo sendo confortável• Hipoalergénico• Permeável a trocas gasosas			
Indicações	<ul style="list-style-type: none">• Abrasões, cortes, queimaduras, feridas cirúrgicas, bolhas, lacerações, feridas traumáticas, radiação, úlceras venosas• Pode ser utilizado como película protetora em peles frágeis e feridas não exsudativas• Pode ser utilizado como interface com outro penso absorvente			
Apresentação	<ul style="list-style-type: none">• Penso			
Medidas	6 x 7	9 x 10	13 x 15	24 x 27,5

Mepitel® Film

Designação	Penso de silicone transparente para proteção da pele			
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Rede elástica de uma só face de poliuretano coberta com uma camada auto-aderente de silicone 			
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Minimiza a dor e o traumatismo nas mudanças de penso. • Evita o risco de danificação do tecido neoformado. • Transparente para uma fácil aplicação. • Adapta-se ao contorno do corpo, proporcionando um maior conforto para o paciente. • Barreira protetora frente a vírus e bactérias (micróbios > de 25nm). • Hipoalergénico. • Não deixa resíduos. • Impermeável a líquidos. • Permeável a trocas gasosas 			
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Feridas superficiais, tais como úlceras por pressão fase I e II, lesões e queimaduras. • Prevenção de radiodermites • Proteção de pele sensível e frágil. • Proteção para feridas cirúrgicas, por exemplo abdómen; como penso secundário para fixar os pensos primários. 			
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> • Penso 			
Medidas	6 x 7	10 x 12	10 x 25	15 x 20

Mepilex® Transfer

Designação	Espuma de poliuretano sem filme posterior, com silicone para transferência de exsudado		
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Espuma de poliuretano hidrofílica absorvente (8,3 g/g or 23,6 g/100cm²) porosa • Camada de contato com a superfície da pele em silicone atraumática e não-aderente 		
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Transfere o exsudado para longe da ferida, minimizando o risco de maceração. • Possibilita o tratamento de feridas de difícil acessibilidade • Adapta-se perfeitamente aos contornos do corpo • Aumenta o conforto do doente 		
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Indicado para uma grande variedade de feridas com diversos níveis de exsudado e, também, de difícil adaptabilidade • Pode-se utilizar como protecção de feridas pouco exsudativas ou/e grandes áreas de pele • Pode ser utilizado sob compressão. Mantem o ambiente húmido óptimo utilizado com um penso secundário 		
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> • Penso 		
Medidas	15 x 20	20 x 50	

Espumas sem rebordo - Indicações

Mepilex®

Designação	Espuma de poliuretano com silicone sem rebordo			
Composição	<ul style="list-style-type: none">Film posterior rugoso de poliuretanoEspuma de poliuretanoCamada de contacto com a superfície da pele com silicone, atraumática e não-aderente			
Propriedades	<ul style="list-style-type: none">Espuma que permite uma rápida absorção e transferência do exsudadoGrande capacidade de gestão do exsudadoSela os bordos da ferida minimizando o risco de maceraçãoNão aderente à feridaPermeável às trocas gasosas			
Indicações	<ul style="list-style-type: none">Todo o tipo de feridas de pouco a médio exsudadoÚlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticasFeridas crónicasPode ser utilizado sob compressão			
Apresentação	<ul style="list-style-type: none">Penso			
Medidas	10 x 10	10 x 20	15 x 15	20 x 20

Mepilex® Lite

Designação	Espuma fina de poliuretano com silicone sem rebordo			
Composição	<ul style="list-style-type: none">Film posterior de poliuretanoFina espuma de poliuretanoCamada de contacto com a superfície da pele com silicone, atraumática e não-aderente			
Propriedades	<ul style="list-style-type: none">Espuma que absorve e transfere o exsudadoDiscreto. Filme posterior cor de peleSela os bordos da ferida minimizando o risco de maceraçãoNão aderente à feridaPermeável às trocas gasosasMuito adaptável			
Indicações	<ul style="list-style-type: none">Feridas de nulo a médio exsudadoÚlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticasFeridas com tecido frágilPode ser utilizado sob compressão			
Apresentação	<ul style="list-style-type: none">Penso			
Medidas	6 x 8,5	10 x 10	15 x 15	20 x 50

Mepilex® XT

Designação	Espuma de poliuretano com silicone, canais de absorção verticais, sem rebordo			
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Film posterior rugoso de poliuretano • Espuma de poliuretano com canais de absorção verticais • Camada de contacto com a superfície da pele com silicone, atraumática e não-aderente • Canais de absorção (diâmetro 1.7mm) 			
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Espuma com canais desenhados que permitem uma rápida absorção e transferência do exsudado • Alta capacidade de absorção de todo o tipo de exsudados. Inclusive os exsudados viscosos. • Sela os bordos da ferida minimizando o risco de maceração • Não aderente à ferida • Permeável às trocas gasosas 			
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Todo o tipo de feridas de pouco a médio exsudado • Feridas com exsudados viscosos • Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas • Feridas crónicas • Pode ser utilizado sob compressão 			
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> • Penso 			
Medidas	10 x 10	10 x 20	15 x 15	20 x 20

Pensos com rebordo - Indicações

Mepilex® Border

Designação	Espuma poliuretano com rebordo, silicone e 5 camadas							
Composição	<ul style="list-style-type: none"> Film Posterior de poliuretano Capa de fibras super absorventes Capa de expansão de exsudado Capa de espuma absorvente de poliuretano Lâmina de contato com silicone 							
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de evaporação) - (20,9g/10cm²/24h) Alta capacidade de retenção A capa de expansão permite maximizar o rendimento do resto das capas do penso Alta adaptabilidade Protege a pele perilesional Retirada atraumática Permeável a trocas gasosas Impermeável a líquidos. O paciente pode realizar a higiene diária sem retirar o penso. 							
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas Feridas crónicas 							
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> Penso 							
Medidas	7,5 x 7,5	10 x 10	10 x 20	12,5 x 12,5	15 x 15	17,5 x 17,5	15 x 20	

Mepilex® Border Flex (Oval)

Designação	Espuma de poliuretano flexível pré-cortada com um rebordo de silicone e fibras de polipropileno super absorventes de 5 camadas, com forma ovalada.	
Composição	<ul style="list-style-type: none"> Film Posterior de poliuretano Espuma de poliuretano hidrófilo (corpo absorvente) Camada de tecido não tecido de viscosa / poliéster (corpo de expansão). Corpo de fibras superabsorventes para retenção de líquidos com tecnologia Flex Cut Lâmina de contato com silicone atraumática e não-aderente 	
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de evaporação) - (20,9g/10cm²/24h) Alta capacidade de retenção A capa de expansão permite maximizar o rendimento do resto das capas do penso Alta adaptabilidade Alta flexibilidade Protege a pele perilesional Retirada atraumática Permeável a trocas gasosas Impermeável a líquidos. O paciente pode realizar a higiene diária sem retirar o penso. Forma ovalada 	
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas Feridas crónicas 	
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> Penso 	
Medidas	13 x 16	15 x 19

Mepilex® Border Flex

Designação	Espuma poliuretano com rebordo e silicone. 5 camadas e estrutura de visualização							
Composição	<ul style="list-style-type: none"> Film Posterior de poliuretano pré-marcado por cm² Capa de fibras super absorventes com cortes em Y Capa de expansão de exsudado com cortes em Y Capa de espuma de poliuretano Lâmina de contato com silicone 							
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de evaporação) - (20,9g/10cm²/24h) Alta capacidade de retenção A capa de expansão permite maximizar o rendimento do resto das camadas do penso Permite controlar o exsudado Alta adaptabilidade Permanece durante mais tempo na ferida Protege a pele perilesional Retirada atraumática Permeável a trocas gasosas Impermeável a líquidos Capacidade de controlar a carga bacteriana 							
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas Feridas crónicas 							
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> Penso 							
Medidas	7,5 x 7,5	10 x 10	10x20	12,5x12,5	15x15	17,5x17,5	15x20	

Mepilex® Border Sacrum

Designação	Espuma poliuretano com rebordo, silicone, 5 camadas para a região sagrada	
Composição	<ul style="list-style-type: none"> Film Posterior de poliuretano Capa de fibras super absorventes Capa de expansão de exsudado Capa de espuma de poliuretano Lâmina de contato com silicone 	
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> Ótimo selamento na zona sacra Abas de colocação Rebordos de maior espessura para facilitar a colocação e assegurar a permanência Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de evaporação) - (20,9g/10cm²/24h) Alta capacidade de retenção Permite controlar o exsudado Desenho melhorado do penso para aumentar a cobertura das zonas de alto risco Protege a pele perilesional Retirada atraumática Permeável a trocas gasosas e impermeável a líquidos 	
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas Feridas crónicas Prevenção de Úlceras por pressão 	
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> Penso 	
Medidas	16 x 20	22 x 25

Mepilex® Border Heel

Designação	Espuma poliuretano com rebordo, silicone e 5 camadas para calcanhar e maléolos		
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Film Posterior de poliuretano • Capa de fibras super absorventes • Capa de expansão de exsudado • Capa de espuma de poliuretano • Lâmina de contato com silicone 		
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Abas de colocação • Rebordos de maior espessura para facilitar a colocação e assegurar a permanência • Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de evaporação) - (20,9g/10cm²/24h) • Alta capacidade de retenção • Permite controlar o exsudado • Desenho melhorado do penso para aumentar a cobertura das zonas de alto risco • Protege a pele perilesional • Retirada atraumática • Permeável a trocas gasosas e impermeável a líquidos 		
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado • Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas • Feridas crónicas • Prevenção de Úlceras por pressão 		
Apresentação	• Penso		
Medidas	22 x 23		

Mepilex® Border Lite

Designação	Espuma poliuretano fina com rebordo, silicone e 3 camadas			
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Film Posterior de poliuretano • Capa de tecido sem tecer • Capa de fina espuma de poliuretano • Lâmina de contato com silicone 			
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Alta adaptabilidade • Protege a pele perilesional • Retirada atraumática • Permeável a trocas gasosas • Impermeável a líquidos • Ótima gestão do exsudado 			
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Todo o tipo de feridas de baixo a médio exsudado • Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas • Feridas com pele frágil 			
Apresentação	• Penso			
Medidas	4 x 5	7,5 x 7,5	10 x 10	15 x 15

Penso post-cirúrgico - Indicações

Mepilex® Border Post-Op

Designação	Penso Pós Cirurgico com fibras de poliacrilato super absorventes, com silicone transparente e flexível.						
Composição	<ul style="list-style-type: none">• Camada de film protector de poliuretano permeável a trocas gasosas e impermeável a líquidos e bactérias• Camada de absorção de fibras poliacrílicas com recorte em forma de Y• Camada de expansão com recorte em forma de Y• Lâmina de contacto com silicone						
Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Capacidade de absorção de 6g/10cm²/24h e de evaporação de 9g/10cm²/24h• Possibilidade de visualização da zona do leito da ferida e da zona perilesional• Adaptabilidade e flexibilidade a zonas articulares• Não aderente e atraumático• Confortável e impermeável						
Indicações	<ul style="list-style-type: none">• Feridas de médio a muito exsudado• Feridas pós-cirúrgicas nomeadamente zonas articulares e com flictenas• Peles frágeis						
Apresentação	<ul style="list-style-type: none">• Penso						
Medidas	6 x 8	9 x 10	10 x 15	10 x 20	10 x 25	10 x 30	10 x 35

Pensos antimicrobianos- Indicações

Mepilex® Transfer Ag

Designação	Espuma de poliuretano com adesivo de silicone sem filme posterior, para transferência de exsudado, com prata iónica e carvão activado				
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Espuma poliuretano comprimida com canais de absorção verticais, com prata iónica (1,2mg/cm² sulfato prata) porosa • Camada de contato com a pele com silicone atraumática não-aderente • Carvão activado: 0,7 %p/p 				
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Remoção atraumática para o leito da ferida e para a pele perilesional • Transfere o exsudado para longe da ferida minimizando o risco de maceração • Possibilita o tratamento de feridas de difícil acessibilidade • Adapta-se perfeitamente aos contornos do corpo • Aumenta o conforto do paciente • Efeito antimicrobiano ativo a partir de 30 minutos • Efeito antimicrobiano continuado até 14 dias 				
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Indicado para uma grande variedade de feridas com diversos níveis de exsudado e de difícil adaptabilidade • Pode-se utilizar como proteção de feridas pouco exsudativas ou/e grandes áreas de pele • Pode ser utilizado sob compressão. Mantem o ambiente húmido ótimo utilizado com um penso secundário • Feridas infetadas 				
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> • Penso 				
Medidas	7,5 x 8,5	10 x 12,5	12,5 x 12,5	15 x 20	20 x 50

Mepilex® Ag

Designação	Espuma de poliuretano antimicrobiana com prata iónica, carvão activado e silicone sem rebordo				
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Film posterior de poliuretano • Espuma de poliuretano • Camada de contacto com a superfície da pele com silicone, atraumática e não-aderente • 1,2mg/cm² sulfato de prata • Carvão activado: 0,7 %p/p 				
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Espuma que permite uma rápida absorção e transferência do exsudado • Sela os bordos da ferida minimizando o risco de maceração • Não aderente à ferida • Permeável às trocas gasosas 				
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Todo o tipo de feridas de pouco a médio exsudado • Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas • Feridas crónicas • Pode ser utilizado sob compressão • Feridas infetadas 				
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> • Penso 				
Medidas	10 x 10	12,5 x 12,5	15 x 15	20 x 20	20 x 50

Mepilex® Border Ag

Designação	Espuma de Poliuretano antimicrobiana com rebordo de silicone, 5 camadas super absorventes, com carvão activado e Prata				
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Film Posterior de poliuretano • Capa de fibras super absorventes • Capa de expansão de exsudado • Capa de espuma de poliuretano • Lâmina de contato com silicone • 1,2mg/cm² sulfato de prata • Carvão activado: 0,7 %p/p 				
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Alta capacidade de gestão do exsudado • Alta capacidade de retenção • Alta adaptabilidade • Protege a pele perilesional • Retirada atraumática • Permeável a trocas gasosas • Impermeável a líquidos 				
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado • Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas • Feridas crónicas • Feridas infetadas 				
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> • Penso 				
Medidas	7,5 x 7,5	10 x 10	15 x 15	15 x 20	10 x 20

Mepilex® Border Sacrum Ag

Designação	Espuma de Poliuretano antimicrobiana com rebordo de silicone, 5 camadas super absorventes, com carvão activado e Prata. Para região sagrada		
Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Film Posterior de poliuretano • Capa de fibras super absorventes • Capa de expansão de exsudado • Capa de espuma de poliuretano • Lâmina de contato com silicone • 1,2mg/cm² sulfato de prata • Carvão activado: 0,7 %p/p 		
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Alta capacidade de gestão do exsudado • Alta capacidade de retenção • Alta adaptabilidade • Protege a pele perilesional • Retirada atraumática • Permeável a trocas gasosas • Impermeável a líquidos 		
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado • Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas • Feridas crónicas • Feridas infetadas 		
Apresentação	<ul style="list-style-type: none"> • Penso 		
Medidas	18 x 18	20 x 20	23 x 23

Mölnlycke é uma empresa de soluções médicas inovadoras para o tratamento de feridas, prevenção de úlceras por pressão e soluções cirúrgicas. Soluções médicas personalizadas, apoiadas por uma sólida evidência clínica e de economia da saúde.

Acima de tudo, temos um claro objetivo: melhorar os resultados do setor de saúde.

E estamos preparados para demonstrá-lo cada dia.